

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИНКА В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ ИЛИ МОЧЕ НА ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

5-Br-PAPS Одиночный реагент

507240, Zinc 5-Br-PAPS

Каталог. № : 507240
Производитель: Dialab (Австрия)

Методика от 29-11-2007
Версия 01



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Кат. № 507240 **Состав** 5 x 25 мл Одиночный реагент

Дополнительно предлагаются:
507263SV 1 x 3 мл Стандарт цинка
D98481 12 x 5 мл Контроль норма Diacon N
D98482 12 x 5 мл Контроль патология Diacon P

ПАРАМЕТРЫ ТЕСТА

Метод: Колориметрический, конечной точки, возрастающей реакции, Br-PAPS
Длина волны: 560 нм
Температура: 25 °C/37 °C
Образец: Сыворотка, плазма, моча
Линейность: До 400 мкг/дл (61.2 мкмоль/л)

СОСТАВ РЕАГЕНТА

Компоненты	Конечная концентрация
Буфер бикарбоната, pH 9.8	200 ммоль/л
5-Br-PAPS	0.02 ммоль/л
Цитрат натрия	170 ммоль/л
Диметилглиоксим	4 ммоль/л
Детергент	1%

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Реагент готов к использованию.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Условия: Защищать от света
Закрывать немедленно после использования
Хранение: При 18 – 22 °C
Стабильность: До окончания срока годности

СТАНДАРТ

(заказывается отдельно)
Концентрация: 200 мкг/дл
Хранение: при 18-22 °C
Стабильность: до окончания срока годности

ЗАКРЫВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Приведите реагенты и образцы к комнатной температуре.

Внести в пробирки для анализа	Бланк	Стандарт	Образец
Реагент	1000 мкл	1000 мкл	1000 мкл
Образец	-	-	50 мкл
Стандарт	-	50 мкл	-
Дистил. вода	50 мкл	-	-

Смешайте и инкубируйте в течении 8 минут при 25 °C или 5 минут при 37 °C.
Измерьте абсорбцию стандарта и образца относительно бланк реагента.

ВЫЧИСЛЕНИЕ

Цинк (мкг/дл) = $\frac{\Delta A \text{ образца}}{\Delta A \text{ стандарта}} \times \text{конц. стандарта (мкг/дл)}$

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ

мкг/дл x 0.153 = мкмоль/л

РЕФЕРЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН*

Сыворотка/Плазма	мкг/дл	мкмоль/л
< 4 месяцев	65-137	10-21
4-12 месяцев	65-130	10-20
1-5 лет	65-115	10-18
6-9 лет	78-105	12-16
10-13 лет	Муж. 78-98	12-15
	Жен. 78-118	12-18
14-19 лет	Муж. 65-118	10-18
	Жен. 59-98	9-15
Взрослые:	46-150	7-23

Моча	300 - 800	мг/24 часа
------	-----------	------------

*Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория устанавливала свои собственные диапазоны нормы.

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Цинк образует хилатный комплекс с 2-(5-бромо-2-пиридилаза)-5-(N-пропил-N-сульфо-пропиламино)-фенолом. Возможно измерить увеличение абсорбции этого комплекса. Она пропорциональна концентрации общего цинка в образце.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейность

Линейность составляет до 400 мкг/дл (61.2 мкмоль/л).

Точность (при 37°C)

Внутри анализа n = 10	Среднее значение (мкг/дл)	СО (мкг/дл)	КВ (%)
Образец 1	249,8	5,04	2,02
Образец 2	320,9	5,98	1,86
Между анализами n = 10	Среднее значение (мкг/дл)	СО (мкг/дл)	КВ (%)
Образец 1	218,6	4,85	2,22
Образец 2	322,0	6,81	2,11

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ

Сравнение между данным набором (y) и имеющимся в продаже анализом (x) с использованием 18 образцов дало следующие результаты: $y = 0,9808x - 9,4977$; $r = 0,9998$.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Могут использоваться все контрольные сыворотки со значениями цинка, определенными данным методом.

Рекомендуется:

D98481 12 x 5 мл **Diacon N** Контрольная сыворотка, норма
D98482 12 x 5 мл **Diacon P** Контрольная сыворотка, патология

КАЛИБРОВКА

Анализ требует использования стандарта цинка или калибратора цинка.

Рекомендуется:

507260SV 1 x 3 мл **СТАНДАРТ ЦИНКА**

АВТОМАТИЗАЦИЯ

По запросу могут быть изготовлены специальные адаптеры для автоматизированных анализаторов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Только для диагностического использования *in vitro*.
- При использовании лабораторных реагентов соблюдайте соответствующие предосторожности.

УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

Следуйте требованиям местного законодательства.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
е-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com