

# НАБОР ИФА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ИНФЕКЦИИ SCHISTOSOMA SPP

## 8209-35, Schistosoma IgG

Каталог. № : 8209-35 Методика от 20-06-2008  
Количество : 96  
Производитель: DAI (США)



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для качественного определения в первую очередь IgG антител в сыворотке людей к *Schistosoma* spp. с использованием методики твердофазного иммуоферментного анализа (ELISA).

### ПРИНЦИП ПРОЦЕДУРЫ

В течение первой инкубации антитела сыворотки пациентов связываются с антигенами в анализируемой лунке. Последующая инкубация позволяет ферментному комплексу связаться с комплексом антиген-антитело. После нескольких промывок для удаления несвязанных ферментов добавляется субстрат, который в присутствии ферментного комплекса и перекиси образует синий цвет. Стоп раствор останавливает реакцию, превращая синий цвет в желтый.

### РЕАГЕНТЫ

Позиция	Описание
Полоски для анализа	Микролунок, содержащие антигены <i>Schistosoma</i> SEA - 96 лунок в рамке для полосок.
Ферментный конъюгат:	1 бутылка с 11 мл пероксидазы (HRP) белка А в стабилизирующем буфере с тимеросалом.
Положительный контроль	1 флакон с 2 мл разбавленных <i>Schistosoma</i> -положительных сывороток кролика в буфере с тимеросалом.
Отрицательный контроль	1 флакон с 2 мл разбавленных <i>Schistosoma</i> -отрицательных сывороток человека в буфере с тимеросалом.
Хромоген	1 бутылка с 11 мл хромогена тетраметилбензидаина (ТМВ).
Промывочный концентрат (20х)	1 бутылка с 25 мл концентрированного буфера и поверхностно-активного вещества с тимеросалом.
Буфер для разбавления	2 бутылки с 30 мл раствора буферизованного раствора белка с тимеросалом.
Стоп раствор	1 бутылка с 11 мл 1М фосфорной кислоты.

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте растворы, если они выпадают в осадок или становятся мутными.

Промывочный концентрат может кристаллизироваться после хранения при 4°C. Кристаллизация исчезает после разбавления до рабочего состояния.

Не используйте сыворотку, которая, возможно, использовалась для поддержки роста микроорганизмов, или мутную сыворотку исходя из насыщенного содержания липидов. Образцы с высоким содержанием липидов должны быть перед использованием очищены.

Не добавлять в образцы или в любые реагенты азиды.

Контроли и некоторые реагенты содержат тимеросал в качестве консерванта.

Обращайтесь со всеми сыворотками как будто с инфекционными.

Отрицательный контроль был проверен необходимыми методами и оказался отрицательным к поверхностному антигену гепатита В и к ВИЧ антителам. Так как никакое испытание не может предоставить полной гарантии, что возбудителей инфекций нет, это изделие должно использоваться в соответствующих безопасных условиях, которые бы использовались при любых потенциальных возбудителях инфекций.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Реагенты, полоски и компоненты в бутылках:  
Хранить при 2-8°C.

Гибкая бутылка с разбавленным промывочным буфером может храниться при комнатной температуре.

### ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Промывочный буфер – снимите колпачок и добавьте содержимое бутылки к 475 мл дистиллированной воды. Перенесите разбавленный промывочный буфер в гибкую бутылку.

**Замечание:** промывки состоят из заполнения до края каждой лунки, встряхивания содержимого и обратного заполнения.

Избегать образования пузырьков в лунках в течение этапов промывки.

**Анализируемые образцы:** Проведите разбавление сывороток пациентов 1:40 с помощью буфера для разбавления.

### СБОР И ПОДГОТОВКА СЫВОРОТКИ

- Коагулируйте кровь и удалите сыворотку. Заморозьте образец до -20°C или ниже если он не используется сразу.
- Не инактивируйте сыворотку теплом.
- Избегайте повторного замораживания и размораживания образцов.

### МАТЕРИАЛЫ

#### Поставляемые материалы

Микролуночный серологический ELISA набор для определения шистосомоза.

#### Требуемые, но не поставляемые материалы

- Пипетки.
- Гибкая бутылка для промывки полосок.
- Дистиллированная вода.
- ELISA спектрофотометр для считывания планшетов с фильтром 450/620-650 нм (выборочно, результаты могут считываться визуально).
- Пробирки для разбавлений сыворотки.

### ПРОЦЕДУРА

1. Отломить требуемое количество лунок (две для контролей и определенного количества образцов) и положить в рамку для полосок.
2. Добавить 100 мкл отрицательного контроля в лунку #1, 100 мкл положительного контроля в лунку #2 и 100 мкл разбавленных (1:40) образцов для анализа в остальные лунки.  
**Замечание:** Отрицательный и положительный контроли поставляются разбавленными. Не разбавлять.
3. Инкубировать при комнатной температуре (15 - 25°C) в течении 10 минут.
4. Встряхнуть содержимое и промыть 3 раза с разбавленным промывочным буфером\*.
5. Добавить в каждую лунку по 2 капли ферментного конъюгата.
6. Инкубировать при комнатной температуре в течении 10 минут.
7. Встряхнуть содержимое и промыть 3 раза промывочным буфером.
8. Добавить в каждую лунку по 2 капли хромогена.
9. Инкубировать при комнатной температуре в течении 5 минут.
10. Добавить по 2 капли стоп раствора.
11. В рабочем состоянии установить на ноль планшетный считыватель ELISA, считайте лунки при 450 нм с референтным фильтром при 620-650 нм или считать результаты визуально.

\* Промывки состоят из использования разбавленного промывочного буфера для заполнения до края каждой лунки, встряхивания содержимого и обратного заполнения лунок в общем количестве 3 раза.

Избегайте образования пузырьков в лунках в течение этапов промывки.

Контроли должны быть включены во время каждой процедуры.

### ОГРАНИЧЕНИЯ АНАЛИЗА

Результаты анализа сывороток должны использоваться как вспомогательное средство в диагностике и не должны интерпретироваться как сам диагноз.

### ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

#### Спектрофотометр:

В рабочем режиме установите на ноль планшетный считыватель ELISA. Считайте все лунки, используя бихроматическое считывание с фильтрами в 450 и 620-650 нм.

**Положительный** - мера поглощения света считывания больше или равна 0.2 единицы ОП.

**Отрицательный** - мера поглощения света считывания меньше чем 0.2 единицы ОП.

**Визуальная:**

Образец должен интерпретироваться как положительный, если степень цветного развития очевидна и значительна.

**ОБНАРУЖЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ**

**Проблема:** Отрицательный контроль значительно развил цвет.

**Исправление:** Несоответствующие промывки. Повторить анализ с более тщательными промывками.

Рабочие характеристики			
Референтный метод			
		+	-
ДАИ	+	12	6
	-	0	34

Чувствительность:  $12/12 = 100\%$

Специфичность:  $34/40 = 85\%$

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР**

ООО «ДИАМЕБ»  
ул.Чорновола, 97  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)