

**ФЕРРИТИН**

Кат.№ A06551
Производитель: Dialab (Австрія)

Увага: основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою.

Методика від 12-11-2008
Версія 02

Діагностичний реагент для кількісного in-Vitro визначення Ферритину в сироватці людини турбідиметричним аналізом

Склад:
A06551 1 x 10 мл Латексний Реагент Ферритину
2 x 25 мл Буфер Ферритину

Додатково пропонуються:

A06560	5 x 1 мл	5-рівневий Калібратор Ферритину
A00610	1 x 1 мл	Контроль Ферритину високий
A00821	1 x 5 мл	Контроль Ферритину високий
A00570	1 x 1 мл	Контроль Ферритину низький
A00820	1 x 5 мл	Контроль Ферритину низький
A00590	1 x 1 мл	Білковий контроль
A00800	1 x 5 мл	Білковий контроль
A08591	1 x 1 мл	Білковий контроль низький
A08823	1 x 5 мл	Білковий контроль низький

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Метод Імунотурбідиметричний
Реакція Нелінійна, кінцевої точки
Довжина хвилі 600 нм
Температура 18 - 37 °C
Взірець Сироватка
Діапазон вимірювання Приблизно 0 - 500 нг/мл
Чутливість 4 нг/мл (Hitachi 911)
Хук-ефект Немає ризику
Процедура Ручна та автоматизована

Ручна процедура теста Тести/набір*
Без розведення взірця 50

Автоматизована тестова процедура зверніться за додатками

КОМПОЗИЦІЯ РЕАКТИВІВ

Компоненти	Кінцева концентрація
Латексний Реагент Ферритину	
Розчин зважених мікрочастинок латексу, сенсibilізованих з антиферитином качки IgY (ΔFc)	Змінний
Азид натрію	0.095 %
Буфер Ферритину	
Фосфатний буфер	2,9 %
Азид натрію	0.095 %

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Реагенти готові до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ

Умови: Захищати від світла!
Закрити відразу ж після використання

Стабільність: При 2-8 °C До закінчення строку придатності

При 18-25 °C 1 місяць

Не заморозувати!

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ ВЗІРЦІВ

Стабільність: При 2-8 °C 48 годин
При -20 °C 3 місяці

Заморозувати тільки 1 раз!

ІНТЕРФЕРУЮЧІ РЕЧОВИНИ

Немає інтерференції з: **При значеннях до:**

Тригліцериди	2500 мг/дл
Білірубін	20 мг/дл
Гепарин	50 мг/дл
Гемоглобін	1000 мг/дл
Цитрат натрію	1000 мг/дл
ЕДТА	5 мг/мл

РУЧНА ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Процедура аналізу без розведення зразка:

Зразки/контролі: готові до використання

Калібрувальна крива: використовувати 5-рівневий калібратор Ферритину. Використовуйте 0,9% фізіологічний розчин в якості нульової точки.

Піпетувати в пробірки	Калібратори	Взірці/контролі
Буфер	1000 мкл	1000 мкл
Калібратори/контролі/взірці	80 мкл	80 мкл
Перемішати. Зчитати A1 калібраторів та взірців/контролей при 600 нм.		
Додати:		
Латексний Реагент	200 мкл	200 мкл
Перемішати. Інкубувати 5 хвилин при температурі аналізу. Зчитати A2 калібраторів та взірців/контролей при 600 нм. Підрахувати: ΔA = (A2-A1)		

РОЗРАХУНОК

Розрахуйте і побудуйте ΔA=(A2 - A1) з калібраторів проти визначених значень концентрацій на міліметровому папері. Розрахувати ΔA оптичних щільностей зразків та контролю(ей) і зчитати значення в нг/мл на калібрувальній кривій.

Зразки зі значеннями щільності вище максимального значення калібратора повинні бути повторно протестовані після подальшого розведення.

КОНТРОЛЬНИЙ ДІАПАЗОН**

Чоловіки: 15 - 300 нг/мл

Жінки: 10 - 200 нг/мл

*Кожна лабораторія повинна визначити власні норми для населення.

ПРИНЦИП ТЕСТУ

Аналіз Ферритину заснований на турбідиметричному вимірюванні. Каламутність обумовлена утворенням нерозчинних імунокомплексів антиген-антитіло.

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (Див. оригінал інструкції).

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чутливість

4 нг/мл (Hitachi 911)

Достовірність

Контролі були виміряні в дублях для встановлення належного відновлення аналізу.

Control	Assigned Value (ng/ml)	Measured Value (ng/ml)
DIALAB Control Low	72.4 (61.5 - 83.3)	70.17
DIALAB Control High	243.6 (207 - 280)	229.34
DADE BEHRING Ctrl	113 (90 - 136)	129.08
CLINIQA Control 1	45.2 (38.4 - 52.0)	49.37
CLINIQA Control 2	158 (134 - 182)	145.69
CLINIQA Control 3	287 (244 - 330)	343.47
BIORAD Control 1	41 (33 - 49)	41.58
BIORAD Control 2	220 (176 - 264)	212.56
ProteoGol 1	93.4 (79.0 - 107)	95.26
ProteoGol 2	188 (135 - 241)	186.81
ProteoGol 3	281 (239 - 323)	297.21

Точність**Точність в тесті**

3 зразки сироватки з низькою, середньою та високою концентрацією Ферритину були послідовно виміряні 20 разів.

Очікуване значення	n	Середнє	S.D.	C.V
Низьке	20	16.27	0.78	4.81
Середнє	20	41.15	1.44	3.50
високе	20	215.03	2.07	0.97

Точність між тестами

Ферритин вимірювали в 3 сироватках через регулярні інтервали часу протягом 2 тижнів. Сироватку зберігали при 4 °C.

Взірець	n	Середнє	S.D.	C.V
Низьке	15	16.01	0.77	4.83
Середнє	15	74.32	1.86	2.50
високе	15	226.70	4.50	1.99

Порівняння методів

Порівняння з Roche дало такі результати:

y = 1,2373 x - 2,5882; R = 0,9773

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Всі комерційно доступні контрольні сироватки зі значеннями Ферритину, виміряні цим методом, можуть бути використані.

A00610	1 x 1 мл	Контроль Ферритину високий
A00821	1 x 5 мл	Контроль Ферритину високий
A00570	1 x 1 мл	Контроль Ферритину низький
A00820	1 x 5 мл	Контроль Ферритину низький
A00590	1 x 1 мл	Білковий контроль
A00800	1 x 5 мл	Білковий контроль
A08591	1 x 1 мл	Білковий контроль низький
A08823	1 x 5 мл	Білковий контроль низький

КАЛІБРУВАННЯ

Аналіз вимагає використання калібраторів Ферритину. Ми рекомендуємо:

A06560 5 x 1 мл 5-рівневий Калібратор Ферритину

АВТОМАТИЗАЦІЯ

Програми для автоматизованих систем надаються за запитом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Цей реагент призначений тільки для in-Vitro використання.
2. Азид натрію реагує зі свинцем або міддю в лабораторних умовах і може при ударах призвести до вибуху.
3. Кожна донорська одиниця, використовувана при підготовці стандартів і контролів, була виявлена негативною на наявність антитіл до ВІЛ, а також до поверхневого антигену гепатиту В, використовуючи метод, затверджений FDA.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, зверніться до місцевих вимог.

ЛІТЕРАТУРА (Див. в оригіналі інструкції).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ТОВ «ДІАМЕБ»
 ТОВ «БіоТехЛаб-С»
 вул.Чорновола, 97
 м. Івано-Франківськ, 76005
 тел.: +38 (0342) 775 122
 факс: +38 (0342) 775 612
 e-mail: www.diameb.ua
www.biotechlab-s.com.ua