

КАЛИБРАТОР ЛПВП (Калибратор ЛПВП Холестерина)

F03710SV, HDL Calibrator

Каталог. № : F03710SV, F03710VSV Методика от 07-06-2006
Производитель: Dialab, (Австрия) Версия 01



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Лиофилизированный калибратор человеческого происхождения для использования в тестах с целью количественного in-Vitro определения Липопротеинов высокой плотности Холестерина (HDL-C) на фотометрических системах

Кат. №	Состав:	
F03710SV	1 x 3 мл	Одиночный флакон
F03710VSV	1 x 3 мл	Непомеченный одиночный флакон (ОЕМ)

Дополнительно предлагаются:

F03100	5 x 100 мл	HDL-C DIRECT Реагент
F03115	5 x 50 мл	HDL-C DIRECT Реагент

СОСТАВ

Компоненты:

HDL-C в матриксе на основе человеческой сыворотки
Нереактивные стабилизаторы
Консерванты

ПОДГОТОВКА КАЛИБРАТОРА

1. Открыть флакон очень осторожно, избегая потери лиофилизированного материала.
2. Добавить точно 3 мл дистиллированной воды (неточное восстановление контроля и ошибка в методике проведения анализа могут привести к ошибочным результатам).
3. Закрыть флакон тщательно и дать настояться в течение 30 минут.
4. Полностью растворить содержимое периодическим осторожным перемешиванием, избегая образования пены.
5. Не трясите!

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КАЛИБРАТОРА

Хранение: При температуре 2-8 °C
Стабильность: До окончания срока годности, плотно закрытым
Стабильность после восстановления:
7 дней При 2-10 °C
30 дней При -20 °C

ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Не используйте продукт, если есть видимые признаки микробного роста во флаконе.
Неправильное обращение и/или хранение калибратора может повлиять на результаты.
ЗАМОРАЖИВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!

ДАННЫЕ АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАРТИИ

	HDL-C
Значения:	56.0 мг/дл
Партия:	06M3
Срок годности: 2015/01	2014/09
Значения и срок годности характерны для Конкретной партии.	

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения для анализа и диапазон, указанные в инструкции, получены с использованием Реагента DIALAB HDL-Cholesterol прямой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт предназначен только для диагностики In Vitro. Обращаться с теми же мерами предосторожности, что и при работе с образцами крови человека. Человеческая кровь, используемая в этом анализе, была испытана и признана не реактивной к поверхностному антигену вируса гепатита В, гепатита С антигена и антитела к ВИЧ.
Обращаться как с потенциальным переносчиком инфекции.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com