

# АЛЬФА-ГІДРОКСИБУТИРАТДЕГІДРОГЕНАЗА 500

## Liquick Cor-HBDH 500

Кат. №: 1-316

Дата випуску інструкції: 04-2012



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### Назва набору

Liquick Cor - HBDH 500  
Liquick Cor - HBDH "bulk"

### Номер кат.


1-316  
1-285

### ВСТУП

Лактатдегідрогеназа (LDH, LD) - це тетрамерна молекула, що містить дві можливі форми субодиниць (H і M). Результатом є п'ять ізоферментів, одним з яких є гідроксибутиратдегідрогеназа (HBDH, LD-1), утворена чотирма H субодиницями. HBDH присутній головним чином у серцевому м'язі, але зустрічається також у нирках та еритроцитах. Нормальна сироватка містить переважно LD-2 з меншою кількістю LD-1. Зміни у співвідношенні LD-1 до LD-2 свідчать про інфаркт міокарда або гемоліз.

### ПРИНЦИП МЕТОДУ

Метод кінетичний, рекомендований Німецьким Товариством Клінічної Хімії (DGKC).



Швидкість зміни оптичної щільності на довжині хвилі 340 нм прямо пропорційна активності гідроксибутиратдегідрогенази.

### РЕАГЕНТИ

#### Склад набору

	Liquick Cor-HBDH 500	Liquick Cor-HBDH "bulk"
1-HBDH	3 x 400 мл	--*
2-HBDH	1 x 300 мл	--*

\*об'єм реагенту надрукований на етикетці.

Реагенти при температурі 2-8 °C зберігають стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці. Реагенти на борту апарату при температурі 2-10 °C стабільні 8 тижнів. Обережати від забруднень і прямого світла!

#### Приготування і міцність робочого розчину

Визначення можна виконувати, користуючись окремими реагентами 1-HBDH і 2-HBDH або робочим реагентом. Для його приготування необхідно дуже обережно змішати реагенти 1-HBDH і 2-HBDH у співвідношенні 4+1. Уникати утворення піни!

Термін придатності робочого реагенту: 5 днів при 2-8 °C  
24 години при 15-25 °C

Захищати від світла та уникати забруднення!

#### Концентрації компонентів в реагенті

Фосфатний буфер (pH 7,5)	50 ммоль/л
2-оксибутират	3 ммоль/л
NADH	0.25 ммоль/л

#### Попередження і примітки

- Використовувати лише для аналізів in vitro.
- Реагенти консервовані азидом натрію (<0,1%). Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками!
- Реагенти є дійсними, якщо коефіцієнт поглинання робочого розчину вище 1,000 (вимір відносно дистильованої води при довжині хвилі 340 нм в кюветі l=1см при температурі 25 °C).

### ДОДАТКОВЕ УСТАТКУВАННЯ

- Автоматичний аналізатор або фотометр, що дозволяє знімати покази при довжині хвилі 340 нм (Hg 334 нм, 365 нм);
- Термостат на 25 °C або 37 °C;
- Загальне лабораторне устаткування.

### ЗРАЗКИ

Сироватка.

Не вживати гемолізу кров, так як в еритроцитах активність HBDH надзвичайно висока. Не охолоджувати та не заморожувати зразки. Активність HBDH не стабільна і падає під час зберігання зразків. Зразки можна зберігати до 6 години при температурі 15-25 °C. Проте, рекомендується проводити дослідження з використанням свіжозібраного біологічного матеріалу!

### ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ

Набір призначений як для мануального визначення (метод Sample Start і Reagent Start), так і для використання в деяких типах автоматичних аналізаторів. Установки параметрів для них надаються сервісною службою за запитом.

#### Визначення мануальне

довжина хвилі	340 нм (Hg 334 нм, 365 нм)
температура	25 °C/37 °C
кювета	1 см

#### Метод Sample Start

У кювету помістити:

Робочий Реактив	1000 мкл
Підігріти до температури визначення. Потім додати:	
Досліджуваний матеріал	20 мкл (температура 25 °C) або
	10 мкл (температура 37 °C)

Ретельно перемішати, інкубувати у зазначеній температурі. Після закінчення 1 хвилини визначити коефіцієнт поглинання щодо повітря або дистильованої води. Повторити вимір після чергових 1, 2, 3 хвилин. Порахувати середню зміну коефіцієнта поглинання за хвилину (ΔA/хв.).

#### Розрахунок результатів

активність HBDH [Од/л] = ΔA/хв. x F

Величина F залежить від довжини хвилі світла і виносить:

λ	25°C	37°C
340 нм	8095	16030
334 нм	8250	16345
365 нм	15000	29705

#### Метод Reagent Start

Визначення можна виконати також використовуючи окремі реагенти 1-HBDH і 2-HBDH.

У кювету помістити:

1-HBDH	1000 мкл
Підігріти до температури визначення. Потім додати:	
Досліджуваний матеріал	20 мкл (температура 25 °C) або
	10 мкл (температура 37 °C)

Ретельно перемішати, інкубувати 1-5 хвилин. Додати:

2-HBDH	250 мкл
--------	---------

Ретельно перемішати і виконати вимірювання як в методі Sample Start.

#### Розрахунок результатів

активність HBDH [Од/л] = ΔA/хв. x F

Величина F залежить від довжини хвилі світла і виносить:

λ	25°C	37°C
340 нм	10080	20000
334 нм	10275	20390
365 нм	18675	37060

**РЕФЕРЕНСНІ ВЕЛИЧИНИ**

сироватка	25 °С	37 °С
дорослі	55 - 150 Од/л (0.917 - 2.33 мккат/л)	< 182 Од/л (< 3.04 мккат/л)

Кожній лабораторії рекомендується встановити свої власні норми, характерні для обстежуваного контингенту.

**КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ**

Для внутрішнього контролю якості рекомендується використовувати контрольні сироватки CORMAY SERUM HN (Кат. № 5-172) і CORMAY SERUM HP (Кат. № 5-173) для кожної серії вимірювань.

Для калібрації автоматичних аналізаторів рекомендується використовувати CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Кат. № 5-174 та 5-176) і LEVEL 2 (Кат. № 5-175 та 5-177).

Калібрування рекомендується проводити кожні 8 тижнів, при кожній зміні лота реагентів і в разі потреби, наприклад, якщо результати визначення контрольних сироваток не потрапляють в референтний діапазон.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ**

Ці метрологічні характеристики були отримані за допомогою автоматичного аналізатора Biolis 24i Premium. У випадку проведення аналізу на іншому аналізаторі або вручну отримані результати можуть відрізнятися.

- **Чутливість:** 9.2 Од/л (0.153 мккат/л).
- **Лінійність:** до 500 Од/л (8.33 мккат/л).  
Якщо активність HBDH в досліджуваному матеріалі перевищує 500 Од/л, матеріал необхідно розвести у співвідношенні 1 до 9 з 0,9 % розчином NaCl і повторити визначення. Результат помножити на 10.
- **Специфічність/Інтерференція**  
Гемоглобін до 2.5 г/дл, білірубін до 20 мг/дл, аскорбінова кислота до 62 мг/л, тригліцериди до 1000 мг/дл не впливають на результати вимірювань.

▪ **Точність**

Повторюваність (між серіями) n = 20	Середня [Од/л]	SD [Од/л]	CV [%]
Рівень 1	141.63	2.12	1.50
Рівень 2	362.68	4.52	1.25

Відтворюваність (між днями) n = 80	Середня [Од/л]	SD [Од/л]	CV [%]
Рівень 1	148.94	2.03	1.37
Рівень 2	380.33	3.28	0.86

▪ **Порівняння методів**

Порівняння результатів визначення HBDH, отриманих на Biolis 24i Premium (y) і на Prestige 24i (x) з використанням 101 зразка дало наступні результати:

$$y = 1.0432 x - 7.6087 \text{ Од/л};$$

$$R = 0.9945 \quad (R - \text{коефіцієнт кореляції})$$

**УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ**

Відповідно до вимог місцевого законодавства.

**ВИРОБНИК**

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092 м. Ломянкі, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул. Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

