

# α1-МІКРОГЛОБУЛІН КАЛІБРАТОРИ

## CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S)

Кат. №: 4-286

Дата випуску інструкції: 09-2011



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### Назва набору

Склад набору

Кат. №

CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S)

5 x 1 мл

4-286

### ВСТУП

α 1-мікроглобулін (αMi) є глікопротеїном з низькою молекулярною вагою (24-33 кДа), який був спочатку виділений із сечі пацієнтів з нирковими тубулярними розладами в 1975 році. Він головним чином синтезується в печінці і широко поширений в різних рідинах організму.

Вимірювання αMi в сироватці і сечі було прийнято корисним для діагностики функціонального ниркового розладу, оцінки прогресу та прогнозу захворювань.

НАБІР калібраторів CORMAY ALPHA 1-MGLOB (S) був приготований розведенням α 1-мікроглобуліну (αMi) з буферним розчином, що містить 1% вага/об'єм бичачого сироваткового альбуміну в різних концентраціях.

НАБІР калібраторів CORMAY ALPHA 1-MGLOB (S) призначений для калібрування визначення α 1-мікроглобуліну на автоматичних аналізаторах.

### УПАКОВКА

5 різних концентрацій x 1 мл.

Калібратори готові до використання.

Точна концентрація αMi вказана на етикетці.

### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Нерозкритий калібратор стабільний при 2-10 °C до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі. Тримайте далеко від світла.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностики in vitro.
- Так як колір ковпачків змінюється залежно від концентрації αMi у флаконах, будьте уважні не переплутати ковпачки.
- Не змішувати калібратори з калібраторами з інших флаконів.
- Використовувати калібратори відповідно до даної інструкції.
- Калібратори засновані на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (HCV) і антитіл до ВІЛ, і виявилися неактивними. Тим не менш, з ними необхідно поводитись як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.
- Калібратори містять азид натрію (< 0.1%) в якості консерванту. Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

### ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори αMi підготовлені відповідно до стандартів підприємства.

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



### ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.

вул. Віосенна, 22

05-092 м. Ломянки, Польща

тел.: +48 (0) 81 749 44 00

факс: +48 (0) 81 749 44 34

<http://www.cormay.pl>



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»

вул. Чорновола, 97

м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)

[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

