

# ТРИГЛІЦЕРИДИ А-400

## A-400 TG

Кат. №: 7-453

Дата випуску інструкції: 10-2020



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Діагностичний набір для визначення концентрації тригліцеридів, призначений для використання в автоматичних аналізаторах: BS-400 і BS-480.


Реагенти повинні використовуватися тільки для *in vitro* діагностики, кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

### ВСТУП

Тригліцериди - це ефіри гліцерину з трьома жирними кислотами. Тригліцериди надходять в організм з їжею або синтезуються ендогенно в печінці. Тригліцериди депонуються в жировій тканині, будучи енергетичним резервом. Підвищені рівні тригліцеридів у сироватці крові є фактором ризику розвитку атеросклерозу. Визначення тригліцеридів використовується для діагностики гіперліпідемії та лікуванні, або спостереженні за розвитком атеросклерозу.

### ПРИНЦИП МЕТОДУ

Метод колориметричний, ензиматичний з гліцерофосфат-оксидазою.



Інтенсивність забарвлення прямо пропорційна концентрації тригліцеридів.

### РЕАГЕНТИ

#### Склад набору

1-Реагент 3 x 40 мл (мл)  
2-Реагент 1 x 31 мл (мл)

Реагенти при температурі 2-8 °C (°C) зберігають стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці. Стабільність на борту аналізатора при 2-10 °C (°C) складає 11 тижнів.

#### Концентрації в аналізі

Буфер PIPES (pH 7.0)	40 ммоль/л (mmol/l)
4-аміноантипирин (4-AA)	0.4 ммоль/л (mmol/l)
ATP	1.5 ммоль/л (mmol/l)
Mg <sup>2+</sup>	1.6 ммоль/л (mmol/l)
ADPS	0.6 ммоль/л (mmol/l)
Гліцерин кіназа (GK)	> 66.67 мккат/л (μkat/l)
Гліцерин-3-фосфат оксидаза (GPO) мккат	> 60.00 мккат/л (μkat/l)
Пероксидаза (POD)	> 20.00 мккат/л (μkat/l)
Ліпопротеїн ліпази (LPL)	> 16.67 мккат/л (μkat/l)
Консервант	

#### Попередження і примітки

- Захищати від прямих сонячних променів та уникати забруднення!
- Для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання виробу, будь ласка, зверніться до MSDS.

### БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Сироватка, ЕДТА або гепаринова плазма (сіль літєва, натрієва або амонієва) без слідів гемолізу.

Перед взяттям крові пацієнт повинен дотримуватися суворої дієти (мінімум 12 годин). Рекоменується пацієнтові перебувати в сидячому положенні близько 30 хвилин. Для визначення необхідно використовувати венозну кров.

Вміст тригліцеридів в плазмі на 2-4% нижче, ніж в сироватці.

Сироватка і плазма можуть зберігатися 3 дні при температурі 2-8 °C (°C) або 3 місяці при -20 °C (°C).

Проте, рекомендується проводити дослідження з використанням свіжозібраного біологічного матеріалу!

### ПРОЦЕДУРА

1-Реагент та 2-Реагент готові до використання.

Для бланк-реагенту рекомендується деіонізована вода.

#### Необхідні дії:

При виконанні аналізів на аналізаторі **BS-400** існує ймовірність **перехресного забруднення, що впливає** на результати випробувань: HDL DIRECT II GEN - TG, TG - LIPASE II GEN, TG - LIPASE. Щоб уникнути цього ефекту, дотримуйтесь рекомендацій, що містяться в інструкції 51\_03\_24\_002\_BS-400\_CARRYOVER.

При проведенні аналізів на аналізаторі **BS-480** існує ймовірність **перехресного забруднення, що впливає** на результати випробувань: TG - LIPASE II GEN.

### РЕФЕРЕНСНІ ВЕЛИЧИНИ

Сироватка, плазма	< 150 мг/дл (mg/dl)	< 1.7 ммоль/л (mmol/l)
-------------------	---------------------	------------------------

Кожній лабораторії рекомендується розробити власні норми, характерні для обстежуваного контингенту.

### КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для внутрішнього контролю якості рекомендується використовувати з кожної партії зразків CORMAY LIPID CONTROL 1 (Кат. № 5-179) та CORMAY LIPID CONTROL 2 (Кат. № 5-180) або контрольні сироватки CORMAY SERUM HN (Кат. № 5-172) і CORMAY SERUM HP (Кат. № 5-173).

Для калібрування системи автоматичного аналізатора **BS-400** рекомендується CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Кат. № 5-174; 5-176) і LEVEL 2 (Кат. № 5-175; 5-177).

Для калібрування системи автоматичного аналізатора **BS-480** рекомендується CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Кат. № 5-174; 5-176) і LEVEL 2 (Кат. № 5-175; 5-177). В якості нульового калібратора використовувати деіонізовану воду.

Калібрувальну криву слід будувати кожні 11 тижнів, із зміною номеру партії реагенту або в міру необхідності; наприклад, результати контролю якості поза зазначеним діапазоном.

### РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ці метрологічні характеристики були отримані при використанні автоматичних аналізаторів BS-400 та BS-480. Результати можуть варіюватися від використання різних інструментів.

#### Чутливість:

11 мг/дл (mg/dl) (0.124 ммоль/л (mmol/l)) - BS-400  
7.0 мг/дл (mg/dl) (0.079 ммоль/л (mmol/l)) - BS-480

#### Лінійність:

до 2000 мг/дл (mg/dl) (22.6 ммоль/л (mmol/l)) - BS-400  
до 2400 мг/дл (mg/dl) (27.1 ммоль/л (mmol/l)) - BS-480

У випадку більш високих концентрацій, зразок слід розбавити 0.9% розчином NaCl і повторити аналіз, отриманий результат помножити на коефіцієнт розведення.

#### Специфічність/Інтерференція

Гемоглобін до 2.5 г/дл (g/dl), білірубін до 20 мг/дл (mg/dl), аскорбат до 62 мг/л (mg/l) не впливають на результати визначень.

▪ **Точність**

Повторюваність (між серіями)		Середнє (мг/дл (mg/dl))	SD (мг/дл (mg/dl))	CV (%)
<b>BS-400</b> (n=20)	Рівень 1	102.93	0.89	0.86
	Рівень 2	511.31	3.48	0.68
<b>BS-480</b> (n=10)	Рівень 1	78.42	0.57	0.73
	Рівень 2	178.30	1.31	0.73

Відтворюваність (між аналізами)		Середнє (мг/дл (mg/dl))	SD (мг/дл (mg/dl))	CV (%)
<b>BS-400</b> (n=56)	Рівень 1	87.28	1.77	2.03
	Рівень 2	266.91	2.98	1.12
<b>BS-480</b> (n=20)	Рівень 1	78.47	0.54	0.68
	Рівень 2	176.61	1.59	0.90

▪ **Порівняння методів**

Порівняння між концентрацією тригліцеридів, отриманих на **BS-400** (y) та на **Olympus AU400** (x), з використанням 41 зразка дало наступні результати:

$$y = 1.0208 x - 14.513 \text{ мг/дл (mg/dl);}$$

$$R = 0.999 \quad (R - \text{коефіцієнт кореляції})$$

Порівняння між концентрацією тригліцеридів, отриманих на **BS-480** (y) та **Cobas Integra 400 Plus** (x), з використанням 39 зразків дало наступні результати:

$$y = 1.0355 x - 8.4544 \text{ мг/дл (mg/dl);}$$

$$R = 0.997 \quad (R - \text{коефіцієнт кореляції})$$

**ПОВІДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ**

Відповідно до місцевих вимог.

**ЛІТЕРАТУРА**

- Jacobs N.J., Van Denmark P.: J. Arch. Biochem. Biophys. 88, 250-255 (1960).
- Kodischek L.K., Umbreit W.W.: J. Bacteriol. 98, 1063-1068 (1969).
- Trinder P.: Ann. Clin. Biochem. 6, 24-27 (1969).
- Schettler G., Nussel E.: Arb. Med. Soz. Med. Prav. Med. 10, 25 (1975).
- Tietz N.W., ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 610, (1995).
- Burtis C.A., Ashwood E.R., ed. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2209, (1994).
- Alan H.B. Wu. erditor. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis: W.B Saunders Company; 2006, p.1074.

**АДАПТАЦІЯ**

(Таблиці див. в оригіналі інструкції)



**ВИРОБНИК**

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ**

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

