



основе сыворотки со стабилизаторами. Консервант: неомидин. Розового цвета, готов к использованию.

## Набор ИФА для определения антител класса IgG в человеческой сыворотке или плазме к КРАСНУХЕ

Кат. № : K2RG  
Количество : 96; 192  
Производитель : Radim (Италия)

Методика от 07-2008  
Версия 11

**Внимание:** основой при проведении анализа есть оригинал инструкции на англ. языке.

### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ДИАГНОСТИКЕ IN VITRO

#### 1. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Краснуха является тогавирусом РНК сферической формы, 60 нм в диаметре. Краснуха зачастую причиняет легкое недомогание, делая пациента полностью избавляя его от защиты иммунитета. Однако, при заражении во время беременности, болезнь может в значительной мере повлиять на плод, особенно в первый триместр беременности. Повреждения сердечно-сосудистой системы, глухота, хориоретинит, задержка умственного развития и роста – некоторые из повреждений плода, вызванные вирусом. Около 10-20% способных к зачатию женщин не поддававшихся вакцинации, достигнут зрелого возраста без приобретения иммунитета против вируса краснухи.

Диагностика краснухи проводится или путем определения увеличения антител класса IgG к краснухе путем исследования двух образцов крови, собранных в разное время, или также путем анализа на наличие антител класса IgM в единственном образце. Для этой цели анализ на антитела класса IgM к краснухе является наиболее общим методом для определения острой стадии инфекции краснухи.

#### 2. ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Этот набор основан на методе иммуноферментного анализа (ИФА), где пероксидаза хрена используется как ферментный конъюгат. Во время первой инкубации, антитела IgG к краснухе в образце, если таковые имеются, связываются с антигеном краснухи, привитым к лункам. Цикл промывки устраняет весь несвязанный материал. В последующей инкубации второе антитело (античеловеческий IgG, конъюгированный пероксидазой), связывается с комплексом краснуха-антиген-антитело. После дальнейшего цикла промывки бесцветный раствор хромогена (тетраметилбензидина, ТМВ) в буфере субстрата добавляется в лунки где он, реагируя с ферментом пероксидазы образует цветное соединение. Развитие цвета будет остановлено при добавлении H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Интенсивность цвета, измеряемая на спектрофотометре при 450 нм и 405 нм, будет таким образом прямо пропорциональной концентрации антител класса IgG к краснухе в калибраторах и образцах.

#### 3. РЕАГЕНТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С НАБОРОМ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- реагентов достаточно для 96 лунок (кат. K2RG), или для 192 лунок (кат. K2RGB).

- хранить набор при 2-8°C.

- срок годности каждого реагента указан на этикетке флакона.

- после вскрытия, набор стабилен при 2-8°C в течение 2 месяцев.

#### 3.1 Специфические реагенты

- **Привитый микропланшет:** 1 планшет на 96 делимых лунок покрытых вирусным антигеном краснухи. Держите неиспользованные лунки при 2-8°C в поставляемом полиэтиленовом пакете тщательно закрытым.
- **Калибраторы:** анти- краснухи IgG в серологической основе, в следующих концентрациях: 15, 30, 60, 120 и 240 МЕ/мл. Готовый к использованию, красного цвета, за исключением 15 МЕ/мл калибратора, который синего цвета. Консервант: NaN<sub>3</sub> (< 0.1 %). Калибраторы были калиброваны в соответствии с 2м стандартом I.S. ВООЗ 67/182, 1986 г.
- **Ферментный конъюгат:** мышинный моноклональный анти-человеческий IgG, конъюгированный пероксидазой хрена в

#### 3.2 Общие реагенты для наборов панелей T.O.R.C.H –S.T.D. и детских болезней

- **Промывочный раствор (концентрированный):** PBS-Tween 20. Консервант: тимеросал (< 0.05%). Непосредственно перед использованием, разбавьте необходимое количество 1:20 дистиллированной водой. В случае нерастворенных кристаллов, заново суспендируйте раствор, оставив флакон на несколько минут при 37°C. Хранить разбавленный промывочный раствор в течение 30 дней при 2-8°C.
- **Разбавитель образца (концентрированный):** основа сыворотки со стабилизаторами, красного цвета. Консервант: NaN<sub>3</sub> (< 0.1%). Непосредственно перед использованием, разбавьте необходимое количество 1:20 предварительным разбавленным промывочным раствором. Хранить разбавленный разбавитель образца в течение 30 дней при 2-8°C.
- **Отрицательный контроль:** основа сыворотки, неактивная с анти-краснухи IgG. Готовый к использованию, красного цвета. Консервант: NaN<sub>3</sub> (<0.1%). Сыворотка отрицательного контроля должна использоваться как: 1) контроль в качественном анализе, и 2) калибратор в точке концентрации 0 МЕ/мл количественного анализа.
- **Хромоген ТМВ:** Тетраметилбензидин (ТМВ) с цитратно-фосфатным буфером, DMSO и H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Готовый к использованию.
- **Блокирующий реагент:** 1N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Готовый к использованию.
- **Липкие пленки для планшета.**
- **Полиэтиленовый пакет.**

#### 4. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

##### 4.1 Ручной анализ

- Регулируемые автоматические микропипетки со сменными наконечниками.
- Инкубатор, настроенный на 37+/-2 °C.
- Мерные колбы для разбавления образцов.
- Ручное или автоматическое оборудование для промывки лунок.
- Микропланшетный спектрофотометр для измерения абсорбций с интервалом 0-3,0 А при 450 и 405 нм.
- Миллиметровая графическая бумага.
- Дистиллированная вода.

##### 4.2 Автоматический анализ

- Данный анализ может проводиться на планшете при использовании автоматического аппарата для наборов ELISA.
- Производитель гарантирует соответствующее использование набора на автоматических аппаратах производства Radim и/или SEAC.
- При использовании других автоматических микропланшетных аппаратов конечный пользователь несет ответственность за правильность анализов наборов ELISA.

#### 5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Для получения правильных и воспроизводимых результатов, необходимо соблюдать следующие правила:

- Не смешивайте специфические реагенты (см. 3.1) из различных партий.
- Возможно смешивание общих реагентов (см. 3.2) из разных партий.
- Не использовать реагенты после истечения их сроков годности.
- Не храните и не оставляйте реагенты и образцы на высокой температуре или на территории возможного загрязнения.
- Используйте тщательно очищенную лабораторную посуду, не содержащую загрязнения ионами металла или окисляющих веществ.
- Используйте дистиллированную или деионизированную воду, хранящуюся в крайне чистых емкостях.
- Осторожно избегайте любого загрязнения между образцами; с этой целью для каждого образца и реагента следует использовать одноразовые наконечники.
- Ни в какой способ не изменяйте «Процедуру анализа». Если вы не следуете:
  - точным периодам инкубации и количествам добавляемых реагентов;

- периодам инкубации и температуре, это может вызвать неправильные клинические результаты.
- Разбавьте лиофилизированные реагенты, если таковы есть, как описано на соответствующих этикетках. Любое отклонение в использовании реагента или неправильных объемов может повлиять на надежность полученных результатов.
- При ручной процедуре важно использовать откалиброванные пипетки и иметь соответствующие технические руководства по применению. На первый план важности выступает хорошая точность в приготовлении и распределении реагентов. Убедитесь, что все используемое оборудование в отличном рабочем состоянии, правильно откалибровано и проходит регулярное техобслуживание.
- Убедитесь, что аспирационный насос или автоматизированное устройство для промывки лунок в отличном рабочем состоянии. Недостаточная промывка лунок может привести к неправильным классификациям образцов. Убедитесь, что все используемое оборудование в отличном рабочем состоянии.
- Убедитесь, что микропланшетный спектрофотометр в отличном рабочем состоянии. Использование неоткалиброванного спектрофотометра или грязных фильтров может привести к неправильному считыванию образцов с последующей неправильной их классификацией. Убедитесь, что все используемое оборудование в отличном рабочем состоянии.
- Убедитесь, что инкубационная камера (если требуется) в отличном рабочем состоянии. Температура инкубации, не соответствующая 37 +/-2°C может привести к потерям чувствительности и/или биологической денатурации (образцов и/или реагентов). Убедитесь, что используемое оборудование в отличном рабочем состоянии и периодически проверяйте фиксируемую температуру.
- Убедитесь, что микропланшетный встряхиватель (если требуется) в отличном рабочем состоянии. Неправильное встряхивание может причинить неправильные классификации образцов.
- Убедитесь, что все используемое для хранения образцов оборудование в отличном рабочем состоянии. Хранение при температуре, отличающейся от рекомендуемой может ричинить денатурацию биологических материалов (образцов и/или реагентов). Убедитесь, что используемое оборудование в отличном рабочем состоянии и периодически проверяйте фиксируемую температуру.
- Используйте соответствующий метод для правильной идентификации образцов пациентов. Неправильная идентификация может привести к потерям специфичности системы и неправильным клиническим результатам.

#### Для того во избежание личного заражения и загрязнения среды, придерживайтесь следующих предостережений:

- При работе с потенциально инфекционными материалами и во время проведения анализа надевайте одноразовые перчатки.
- Не пипетуйте ртом.
- Не ешьте, не пейте, не курите и не пользуйтесь косметикой в процессе анализа.
- Хромоген и блокирующий реагент должны использоваться с осторожностью. Избегайте контакта с кожей, глазами и слизистыми оболочками. При несчастном случае тщательно промойте проточной водой.
- Все материалы человеческого происхождения. Использованные для подготовки этого набора были протестированы и дали отрицательный результат к HBsAg, анти-ВИЧ и анти-HCV. Поскольку ни один из существующих методов не гарантирует полного отсутствия этих вирусов, все образцы и реагенты, которые содержат используемые для анализа биологические материалы, должны считаться потенциально инфекционными.
- Избегайте разбрызгивания и образования аэрозолей. При их возникновении тщательным образом промойте 3% раствором гипохлорида натрия. Любой очищающий материал такого состава следует считать потенциально инфекционным и придерживаться требований по его утилизации.
- Некоторые компоненты набора содержат азид натрия в качестве консерванта. Во избежание накопления взрывоопасных азидов металла в медных и свинцовых трубопроводах реагенты необходимо удалять путем промывания водосточной трубы большим количеством воды.

#### 6. СБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Анализ можно проводить с образцами сыворотки или плазмы. Высоко липемические или гемолизированные образцы должны быть удалены. Образцы плазмы могут содержать волокнистые вещества, которые могут повлиять на анализ; перед анализом убедитесь, что образцы всегда идеально чистые. Храните образцы при 2-8°C в течении 1 недели. При более длительном хранении рекомендуется заморозить

образцы до -20°C. Избегайте повторного замораживания и размораживания образцов.

Перед использованием разбавьте образцы 1:300 разведенным разбавителем образца (см. РЕАГЕНТЫ).

Пример: 10 мкл образца + 2990 мкл разведенного разбавителя образца).

#### 7. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА\*

- Позвольте реагентам и образцам нагреться до комнатной температуры.
- Переворачивая образцы, смешайте их перед использованием.

- 7.1 Приготовьте лунки для: бланка, контролей или калибраторов и образцов.
- 7.2 Пипетируйте соответствующие лунки **100 мкл** контролей, калибраторов и разбавленных образцов.
- 7.3 Пипетируйте **100 мкл** разведенного разбавителя образца в лунку бланка.
- 7.4 Накройте микропланшет самоклеющейся пленкой (поставляемой в наборе) и инкубируйте лунки в течении **60+/-5 минут при 37+/-2°C**.
- 7.5 Промойте лунки **4 раза 350 мкл** разбавленного промывочного раствора. Проведите аспирацию всей жидкости из лунок.
- 7.6 Внесите **100 мкл** ферментного конъюгата во все лунки.
- 7.7 Накройте микропланшет самоклеющейся пленкой (поставляемой в наборе) и инкубируйте лунки в течении **30+/-2 минут при 37+/-2°C**.
- 7.8 Промойте лунки как описано в п. 7.5.
- 7.9 Пипетируйте **100 мкл** хромогена во все лунки.
- 7.10 Инкубируйте лунки в течении **10 минут при 37+/-2°C или 15 минут при комнатной температуре (18-25°C)**.
- 7.11 Пипетируйте **100 мкл** блокирующего реагента во все лунки.
- 7.12 Считайте абсорбцию лунок желательную с помощью бихроматичного спектрофотометра при **450 нм** с референтной длиной волны 620 нм (настроив аппарат на 0 лункой бланка). В случае избытка значений абсорбции считайте при 405 нм. Считывание должно быть проведено в течении **15 минут** после завершения анализа.

\*Используя в процедуре автоматический микропланшетный аппарат производства Radim и/или SEAC, ссылайтесь на соответствующее руководство пользователя.

#### 8. СХЕМА АНАЛИЗА (см. стр. 24 в оригинале инструкции).

#### 9. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ\*

##### 9.1 Качественный анализ

Должна приниматься во внимание ОП каждого отрицательного контроля и cut-off калибратора (пороговое значение 15 МЕ/мл). Присутствие или отсутствие антител IgG к краснухе определяется сравнением абсорбции образца с абсорбцией cut-off контроля. Образцы с ОП ниже 15 МЕ/мл калибратора (cut-off калибратора) считаются нереактивными к антителам IgG к краснухе. Образцы с ОП выше чем в cut-off калибратора считаются реактивными к антителам IgG к краснухе.

Образцы со значениями абсорбции в пределах +/-10% cut-off калибратора считаются сомнительными и должны быть подтверждены повторным анализом.

##### 9.2 Количественный анализ

Отрицательный контроль берется за первую точку калибровочной кривой (значение 0 МЕ/мл) и, соответственно, как часть кривой.

Выведите калибровочную кривую на линейной графической бумаге, выводя концентрации калибратора (ось x) против абсорбций, полученных для каждого калибратора (ось y). Соответствующие концентрации анти-краснухи в МЕ/мл получаются путем интерполяции абсорбции каждого образца на калибровочной кривой.

— Образцы со значениями IgG меньше 10 МЕ/мл считаются нереактивными к антителам IgG к краснухе.

— Образцы со значениями IgG больше 30 МЕ/мл считаются реактивными к антителам IgG к краснухе.

— Образцы со значениями IgG между 15 и 30 МЕ/мл считаются слабо реактивными.

\* Используя в процедуре автоматический микропланшетный аппарат производства Radim и/или SEAC, спектрофотометрическое считывание проводится автоматически при 3 различных значениях длины волны: 450, 405 и 620 нм, тем самым расширяя диапазон кривой.

### 9.3 Пример вычисления

Последующие значения должны рассматриваться как пример, и не должны использоваться как экспериментальные данные.

Описание	Абсорбция 450 нм	анти- ЦМВ IgG	Абсорбция 405 нм
Калибратор 0 МЕ/мл	0,015		0,005
Калибратор 15 МЕ/мл	0,309		0,103
Калибратор 30 МЕ/мл	0,591		0,330
Калибратор 60 МЕ/мл	1,280		0,426
Калибратор 120 МЕ/мл	2,170		0,723
Калибратор 240 МЕ/мл	2,898		0,966
Образец	1,280	59 МЕ/мл	0,426

**Примечание:** Отрицательный контроль = калибратор 0 МЕ/мл.

Путем интерполяции на калибровочной кривой образец демонстрирует для анти-краснухи IgG титр 59 МЕ/мл.

### 9.4 Критерии достоверности

Перед началом вычисления результатов убедитесь, что абсорбции контролей находятся в пределах следующих ожидаемых значений:

Описание	Ожидаемые значения
Отрицательный контроль	< 0.200
ОП кал. 240 МЕ/мл / ОП кал. 15 МЕ/мл	> 7.8
ОП кал. 15 МЕ/мл / ОП кал. 0 МЕ/мл	> 13.8

Если полученные значения не соответствуют ожидаемым, необходимо повторить анализ.

### 9.5 Интерпретация результатов

— Нереактивные образцы должны считаться отрицательными к антителам IgG к краснухе.

— Реактивные и/или сомнительные образцы должны считаться положительными к антителам IgG к краснухе.

Соответствующие отклонения анализа крови одного и того же пациента могут быть только сравнены в одном и том же анализе. 60% варьирование абсорбции во втором образце может считаться важным указателем недавней или прогрессирующей инфекции. Если это так, проведите исследование на специфические антитела класса IgM.

## 10. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗА

### 10.1 Диагностическая специфичность

Диагностическая специфичность метода была оценена на группе более 100 образцов без иммунитета к инфекции краснухи. Результат составил 97.2 %.

### 10.2 Диагностическая чувствительность

Диагностическая чувствительность метода была оценена на группе более 200 образцов с прошедшей инфекцией ЦМВ. Результат составил 100 %.

### 10.3 Аналитическая специфичность

Аналитическая специфичность может быть определена как способность анализа точно обнаруживать определенный анализ в присутствии потенциально интерферирующие факторы в основе образца. Контролируемые изучения потенциально интерферирующих материй показали, что на эффективность анализа не воздействуют антикоагулянты (ЭДТА, цитрат и гепарин).

### 10.4 Аналитическая чувствительность

Аналитическая чувствительность может также быть выражена как предел обнаружения, который является минимальным количеством определенного аналита, обнаруживаемого анализом. Предел обнаружения 0.4 МЕ/мл при 99%-ом пределе уверенности. Он был вычислен как явная концентрация аналита, отличающаяся от нулевого калибратора, то есть, три стандартных отклонения выше ноля.

### 10.5 Точность

Точность была оценена на приборе Radim, определяющем повторяемость и воспроизводимость анализа (вариативность в пределах и между анализами) на 3 сыворотках при разных концентрациях анти-краснухи IgG.

### Повторяемость (в пределах анализа)

Сыворотка	Средн.	± (МЕ/мл)	СО	КВ %	Репликации, к-во
a	24,37		0,92	3,78	10
b	102,64		4,83	4,70	10
c	200,3		13,9	6,9	10

### Воспроизводимость (между анализами)

Сыворотка	Средн.	± (МЕ/мл)	СО	КВ %	Репликации, к-во
a	32,10		3,83	11,90	10
b	94,26		12,33	13,10	10
c	163,47		22,47	13,70	10

## 11. ОГРАНИЧЕНИЯ АНАЛИЗА

В определении уровня иммунитета пациента к краснухе, наличие антител класса IgG на любом уровне не исключает возможности продолжающейся инфекции. Поэтому, анализ на специфические антитела класса IgM является важным для раннего диагноза острых инфекций. В случае болезни быстрое вмешательство значительно уменьшит риски. Однако результаты анализа должны тщательно интерпретироваться и подтверждаться клиническими оценками и дальнейшими диагностическими исследованиями.

## ЛИТЕРАТУРА

(См. в оригинале инструкции).

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**ЧМП «ДИАМЕБ»**  
 Ул. Чорновола, 97, г. Ивано-Франковск, 76005  
 Тел.: (0342) 775122  
 Тел/факс: (0342) 775612  
 E-mail: [info@diameb.com](mailto:info@diameb.com)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)