



MAGLUMI® α-тумор-некротичний фактор (ІХЛА)

■ ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір дає змогу виконувати імунохемілюмінесцентний аналіз *in vitro* для визначення кількісного вмісту ФНП-α в сироватці та плазмі крові людини за допомогою повністю автоматизованого хемілюмінесцентного імуноаналізатора серії MAGLUMI й інтегрованої системи серії Biolumi; також цей аналіз використовується як допоміжний засіб діагностики в осіб із підозрюваними або підтвердженими деякими захворюваннями, пов'язаними із ФНП-α, такими як запалення та імунні захворювання.

■ СІЛІСНИЙ ОПИС

Фактор некрозу пухлини альфа (ФНП-α), також відомий як ФНП, є багатофункціональним цитокіном, який грає ключову роль в апоптозі та виживанні клітин, а також у запаленні та формуванні імунітету¹⁻³. ФНП-α переважно вирабляється моноцитами/макрофагами й Т-клітинами, а також експресується в нейтрофілах, НК-клітинах, дендритних клітинах, ендотеліальних клітинах, кератиноцитах, астрокцитах та остеобластах⁴. ФНП-α синтезується як трансмембранний білок із молекулярною масою 26 кДа, а пропептид секретується у вигляді розчинної молекули масою 17 кДа при розщепленні ФНП-α-конвертуючим ферментом (TACE)^{5,6}. ФНП є ключовим медіатором як гострих, так і хронічних системних запальних реакцій. Він стимулює не тільки власну секрецію, але й продукцію інших запальних цитокінів і хемокінів та грає ключову роль при аутоімунних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак⁸. Рівень ФНП-α в сироватці або плазмі підвищується переважно при аутоімунних захворюваннях, множинних інфекційних захворюваннях, сепсисі та відторгненні трансплантата³⁻¹⁴.

■ ПРИНЦИП ДІЇ ТЕСТУ

Імунохемілюмінесцентний аналіз за типом сендвіча.

Зразок, буферний розчин, магнітні мікросфери, відкриті моноклональними антитілами до ФНП-α, та мітки ABE1 з іншими моноклональними антитілами до ФНП-α ретельно перемішуються, інкубуються та відбувається реакція з утворенням комплексів за типом сендвіча. Після осадження в магнітному полі зливається супернатант і потім виконується цикл відмивання. Після цього додаються стартери 1 і 2 для запуску хемілюмінесцентної реакції. Інтенсивність світлового сигналу вимірюється фотоелектронним помножувачем у відносних світлових одиницях (BCO) і є пропорційною до концентрації ФНП-α, наявної в зразку.

■ РЕАГЕНТИ

Склад набору				
Компоненти	Опис	100 тестів у наборі	50 тестів у наборі	30 тестів у наборі
Магнітні мікросфери	Магнітні мікросфери, відкриті моноклональними антитілами до ФНП-α (приблизно 10,0 мкг/мл (µg/mL)), у натрій-фосфатному буферному розчині, NaNa ₂ (<0,1 %).	2,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)	1,0 мл (mL)
Калібратор низького рівня	Антиген ФНП-α в низькій концентрації в натрій-фосфатному буферному розчині, NaNa ₂ (<0,1 %).	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)
Калібратор високого рівня	Антиген ФНП-α у високій концентрації в натрій-фосфатному буферному розчині, NaNa ₂ (<0,1 %).	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)
Буфер	Буферний розчин трис-HCl, NaNa ₂ (<0,1 %).	6,5 мл (mL)	4,0 мл (mL)	3,0 мл (mL)
Мітка ABE1	Мітка ABE1 з моноклональним антитілом до ФНП-α (приблизно 1,00 мкг/мл (µg/mL)) у буферному розчині трис-HCl, NaNa ₂ (<0,1 %).	7,5 мл (mL)	4,5 мл (mL)	3,3 мл (mL)
Контроль 1	Антиген ФНП-α в низькій концентрації (20,0 пг/мл (pg/mL)) у натрій-фосфатному буферному розчині, NaNa ₂ (<0,1 %).	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)
Контроль 2	Антиген ФНП-α у високій концентрації (200 пг/мл (pg/mL)) у натрій-фосфатному буферному розчині, NaNa ₂ (<0,1 %).	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)	1,5 мл (mL)
Усі реанти надаються в готовому до використання стані.				

Попередження і застереження

- Призначено для діагностики *in vitro*.
- Лише для професійного використання.
- Вживайте звичайних застережних заходів, обов'язкових під час роботи з усіма лабораторними реагентами.
- Слід використовувати засоби індивідуального захисту для уникнення контакту будь-яких частин тіла зі зразками, реагентами та контрольними зразками й дотримуватися місцевих вимог щодо роботи під час проведення аналізу.
- Запорукою отримання достовірних результатів є досконале володіння технікою аналізу й чітке дотримання інструкцій, наведених на вкладці упаковки.
- Не використовуйте набір після закінчення строку придатності, зазначеного на етикетці.
- Не використовуйте компоненти з різних партій або від різних реагентів одночасно.
- Уникайте утворення піни в усіх реагентах і препаратах (зразках, калібаторах і контрольних зразках).
- Усі відходи біологічних зразків, біологічних реагентів і витратних матеріалів, що використовуються для проведення аналізу, слід вважати потенційно інфікованими та утилізувати їх відповідно до вимог місцевих норм.
- Цей виріб містить азид натрію. Азид натрію може вступати в реакцію зі свинцевими чи мідними трубами, утворюючи вибухонебезпечні азиди металів. Після утилізації слід негайно промити труби великою кількістю води, аби запобігти утворенню відкладень азидів. Додаткову інформацію можна знайти в паспорті безпеки речовин, які надаються на вимогу професійних користувачів.

Примітка. Про будь-які серйозні інциденти, пов'язані з пристроєм, слід повідомляти компанію Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) або її уповноважених представників, а також компетентні органи вашої країни-члена ЄС.

Поводження з реагентами

- Щоб не допустити забруднення, потрібно вдягати чисті рукавички під час роботи з набором реагентів і зразками. Під час роботи з набором реагентів слід замінити рукавички, які контактували зі зразками, на чисті, оскільки погортання матеріалу зразка може призвести до отримання недостовірних результатів.
- Не використовуйте дефектні набори, зокрема набори з порушеною герметичністю ущільнювальної плівки, калумитими реагентами, наявністю осаду в реагентах (за винятком магнітних мікросфер) або набори, контрольні показники яких неодноразово виходили за межі допустимого діапазону. Якщо набір є дефектним, зверніться до компанії Snibe або її офіційного дистрибутора.
- Аби уникнути випаровування рідини з відкритих наборів реагентів у холодопідильнику, рекомендовано запечатати відкриті набори ущільнювальною плівкою, що постачається разом з упаковкою. Ущільнювальна плівка є одноразовою; дозволяють її можна в компанії Snibe або її офіційних дистрибуторів.
- Із часом на поверхні прокладки можуть накопичуватися високі залишки рідин. Зазвичай вони являють собою сольовий осад і не впливають на результат аналізу.
- Використовуйте відкритий блок реагентів в одному аналізаторі.
- Інструкції щодо перемішування магнітних мікросфер наведено в розділі цього вкладного аркуша, присвяченому підготовці реагентів.
- Додаткову інформацію про поведінку реагентів під час використання системи наведено в інструкції з використання аналізатора.

Зберігання та стабільність

- Не заморозуйте блок реагентів.
- Зберігайте набір реагентів у вертикальному положенні, щоб забезпечити повну доступність магнітних мікросфер.
- Бережіть від прямих сонячних променів.

Стабільність реагентів	
У непошоруній упаковці при температурі 2–8 °C	до кінця заявленого терміну придатності
У відкритій упаковці при температурі 2–8 °C	6 тижнів
Усереднені системи	4 тижнів

Стабільність контрольних зразків	
У непошоруній упаковці при температурі 2–8 °C	до кінця заявленого терміну придатності
У відкритій упаковці при температурі 10–30 °C	6 годин
У відкритій упаковці при температурі 2–8 °C	6 тижнів
У замороженому стані при температурі –20 °C	3 місяці
Кількість циклів заморожування й розморожування	не більше 3 разів

■ ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ

Типи зразків

Лише зазначені нижче зразки пройшли випробування та визнані придатними для аналізу.

Типи зразків	Пробірки для збирання зразків
Сироватка	Пробірки без додаткових / допоміжних речовин або пробірки з активатором згортання або гелем та активатором згортання
Плазма	ЕДТА-K2

- Зазначені типи зразків тестувалися з пробірками для збирання зразків, які були доступні на ринку на момент тестування, тобто було протестовано не всі доступні пробірки від усіх виробників. Системи збирання зразків різних виробників можуть містити різні матеріали, які в деяких випадках можуть впливати на результати тестів. Під час використання пробірок для збирання зразків слід уникати дотримуватися вказівок виробників пробірок.

Стан зразків

- Зразки, зібрані за допомогою пробірок без додаткових/допоміжних речовин, не слід інкубувати для обробки¹⁵.
- Не використовуйте препарати з тепловою інактизацією, надмірно гемолізовані зразки, зразки з гіперліпемією та зразки з ознаками мікробного забруднення.
- Перш ніж починати центрифугування, переконатися, що процес коагуляції в сироватці повністю завершився. Деякі зразки сироватки, особливо взяті в пацієнтів, що приймають антикоагулянти або тромболітики, можуть потребувати більше часу для коагуляції. Якщо почати центрифугування до повної коагуляції, присутність фібрину в зразку сироватки може призвести до отримання хибних результатів.
- Зразки не мають містити фібрин або інші тверді домішки.
- Використовуйте одноразові піпетки або наконечники піпеток, щоб уникнути перехресного забруднення.

Підготовка до аналізу

- Усі зразки потрібно перевіряти на наявність піни. Перед початком аналізу піну слід видалити за допомогою лабораторної палички. Використовуйте для кожного зразку нову паличку, аби уникнути перехресного забруднення.
- Перед перемішуванням заморожених зразків слід повністю розморозити. Ретельно перемішайте розморожені зразки у вихровому змішувачі на низькій швидкості або шляхом обережного повертання. Виконайте візуальний контроль зразків. У разі виявлення стратифікації чи розшарування перемішайте зразки, доки вони не стануть візуально однорідними. Якщо зразок не було перемішано належним чином, отримані результати можуть бути недостовірними.
- Зразки не повинні містити фібрин, еритроцити й інші тверді домішки. Зразки, що відповідають цій умові, здатні забезпечити надійні результати; перед тестуванням їх необхідно центрифугувати. Очищений зразок слід перенести до вставки для зразків або в допоміжну пробірку для тестування. У разі використання центрифугованих зразків із підліпним шаром переносити слід лише очищений зразок без ліпного матеріалу.
- Об'єм зразка, потрібний для одноразового визначення в цьому тесті, становить 100 мкл (µL).

Зберігання зразків

Зразки, очищені від розділювача, еритроцитів і згустків, можуть зберігатися до 6 годин при температурі 10–30 °C, до 48 годин при температурі 2–8 °C або до 6 місяців у замороженому стані при температурі –20 °C. Заморожені зразки придатні до використання, якщо вони зasnали не більше 1 циклу заморожування й розморозування.

Транспортування зразків

- Упаковка й маркування зразків мають відповідати застосовним вимогам місцевого законодавства щодо транспортування клінічних зразків та інфікованих речовин.
- Перевищувати наведені вище обмеження щодо зберігання заборонено.

Розведення зразків

- Зразки, у яких концентрація антигену до ФНП-α виходить за межі діапазону аналітичного вимірювання, можна розвести, використовуючи процедуру ручного розведення. Рекомендована пропорція розведення становить 1:10. Концентрація розведеного препарату має перевищувати 100 пг/мл (pg/mL).
- Для розведення вручну потрібно помістити результат на коефіцієнт розведення.
- Використовуйте відповідні розділувачі або зверніться до компанії Snibe за консультацією перед виконанням розведення вручну.

■ ПРОЦЕДУРА

Надані матеріали

Аналіз на ФНП-α (ІХЛА), етикетки зі штрих-кодами контрольних зразків.

Необхідні матеріали, які не входять до комплексу постачання

- Загальне лабораторне обладнання.
- Повністю автоматизований хемілюмінесцентний імуноаналізатор Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000, Maglumi 4000 Plus, MAGLUMI X3, MAGLUMI X8, MAGLUMI X8, або інтегровані системи Biolumi 8000 та Biolumi X8.
- Додаткове приладдя, потрібне для зазначених вище аналізаторів, включає реакційний модуль, стартери 1 і 2, концентрат для промивання, світлову пробку, наконечник і реакційну вставку. Перелік конкретних аксесуарів і характеристик аксесуарів для кожної моделі можна знайти в інструкції з використання відповідного аналізатора.
- Для отримання достовірних результатів тесту використовуйте аксесуари, рекомендовані компанією Snibe.

Процедура аналізу

Підготовка реагентів

- Витягніть набір реагентів з упаковки та огляньте відсіки блока реагентів і, зокрема, ущільнювальну плівку на наявність протікань. Якщо ознак витоків не виявлено, обережно зніміть ущільнювальну плівку.
- Відкрийте дверцят зони реагентів; тримайте ручку набору таким чином, щоб RFID-мітка була поруч із чутливою зоною сканера RFID-міток (впродовж приблизно 2 с); система подасть звуковий сигнал; один звуковий сигнал означає, що реагент успішно розпізнано.
- Тримайте реагент вертикально, зважте його у вільну доріжку для реагентів.
- Перевірте, чи правильно відображається інформація про реагент у програмному інтерфейсі; якщо це не так, повторіть два зазначені вище кроки.
- Ресусцендування магнітних мікросфер відбувається автоматично після завантаження набору, чим забезпечується повне рівномірне відновлення суспензії перед використанням.

Калібрування аналізу

- Виберіть тест для калібрування та виконайте операцію калібрування на екрані зони реагентів. Докладнішу інформацію про впорядкування даних калібрування див. у присвяченому калібруванню розділі інструкції з використання аналізатора.
- Виконайте повторне калібрування з дотриманням інтервалу калібрування, зазначеного в цьому вкладці упаковки.

Контроль якості

- У разі використання нової партії перевірте або змініть дані щодо контролю якості.
- Виконайте зчитування штрих-коду контролю якості, виберіть відповідні дані щодо контролю якості та проведіть тестування. Докладнішу інформацію про впорядкування зразків для контролю якості див. у присвяченому контролю якості розділі інструкції з використання аналізатора.

Тестування зразків

- Після успішного завантаження зразка виберіть цей зразок на екрані, змініть параметри аналізу для досліджуваного зразка та виконайте тестування. Докладнішу інформацію про впорядкування взятих у пацієнта зразків див. у присвяченому впорядкуванню зразків розділі інструкції з експлуатації аналізатора.

Для отримання максимально ефективних результатів потрібно точно дотримуватися інструкції з використання аналізатора.

Калібрування

Відстеження: цей метод стандартизовано шляхом порівняння з 3-м міжнародним стандартом ВООЗ 12/154.

Застосування спеціально призначених калібраторів дає змогу скоригувати референсу криву за допомогою зафіксованих значень відносних світлових одиниць (BCO).

Повторне калібрування рекомендоване:

- у разі переходу на нову партію реагентів або стартерів 1+2;
- кожні 28 днів;
- після серйозного обслуговування аналізатора;
- якщо показники контрольних зразків виходять за межі встановленого діапазону.

Контроль якості

Для визначення вимог контролю якості для цього аналізу рекомендовано використовувати зразки для контролю якості; для перевірки ефективності аналізу контроль слід проводити з одним повторенням. Загальні рекомендації щодо контролю якості можна знайти в опублікованих інструкціях, наприклад у рекомендаціях C24 Інституту клінічних і лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI) або інших¹⁶.

Контроль якості рекомендовано проводити один раз на день використання або згідно з вимогами місцевих норм, вимогами сертифікації та процедурами контролю якості вашої лабораторії. Контроль якості можна здійснювати в ході проведення аналізу на ФНП-α:

- після кожного калібрування набору;
 - у разі переходу на нову партію стартерів 1+2 або концентрату для промивання.
- Контрольні зразки застосовні лише для систем MAGLUMI та Biolumi й використовуються лише з відповідними реагентами, що мають такі самі верхні сім цифр номера ПАРТІЇ. Кожен цільовий показник і діапазон наведено на етикетці.
- Перед використанням інших контрольних зразків слід оцінити їхню сумісність із цим тестом. Слід установити відповідні діапазони значень для всіх використовуваних матеріалів контролю якості.
- Контрольні показники мають знаходитися в межах встановленого діапазону; якщо один із контрольних показників виходить за межі встановленого діапазону, слід виконати повторне калібрування та повторне тестування контрольних зразків. Якщо контрольні показники, отримані після успішного калібрування, стабільно виходять за межі визначених діапазонів, результати тестування пацієнтів не слід документувати; крім того, слід:
- перевірити, чи не сплила термін придатності матеріалів;
 - переконатися, що було проведено планове технічне обслуговування;
 - упевнитися, що аналіз здійснювався з дотриманням інструкцій, наведених на вкладці упаковки;

Інструкція із застосування

- за потреби звернутися по допомогу до компанії Snibe або її офіційних дистриб'юторів.
- Якщо контрольних зразків у наборі недостатньо для використання, замовляйте додаткові контроли ФНП-α (ІХЛА) (REF: 160201178MT) у компанії Snibe або її офіційних дистриб'юторів.

РЕЗУЛЬТАТИ

Розрахунок

Аналізатор автоматично розраховує концентрацію ФНП-α в кожному зразку за допомогою калібрувальної кривої, яка будується за методом 2-точкового калібрування референсної кривої. Одиницею вимірювання є пг/мл (pg/mL). Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації аналізатора.

Інтерпретація результатів

Після обстеження 635 клінічно здорових осіб у Китаї було визначено допустимі норми для аналізу на ФНП-α, значення яких наведено нижче: ≤ 8,00 пг/мл (pg/mL) (95⁺ перцентиль).

Можливі розбіжності в результатах різних лабораторій, що пояснюється відмінностями в складі популяції та методиках дослідження. Рекомендовано в кожній лабораторії визначити власний референційний інтервал.

ОБМЕЖЕННЯ

- Результати тесту слід розглядати в контексті історії хвороби, даних клінічного обстеження пацієнта й інших даних.
- Якщо результати аналізу на ФНП-α не відповідають клінічним даним, для їх підтвердження необхідно виконати додаткове тестування.
- Зразки, отримані від пацієнтів, які приймали препарати і контрольних зразків за протоколом (EP05-A3) Інституту клінічних і лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI): у двох окремих паралельних випробуваннях щодня протягом 5 днів у трьох різних центрах з використанням трьох партій наборів реагентів (n = 180). Було отримано зазначені нижче результати.
- Результати тесту слід розглядати в контексті історії хвороби, даних клінічного обстеження пацієнта й інших даних.
- Якщо результати аналізу на ФНП-α не відповідають клінічним даним, для їх підтвердження необхідно виконати додаткове тестування.
- Зразки, отримані від пацієнтів, які приймали препарати мишачих моноклональних антитіл із метою діагностики чи лікування, можуть містити людські антимишачі антитіла (НАМА). У разі тестування таких зразків із використанням наборів для аналізу, що містять мишачі моноклональні антитіла, можна отримати хибно підвищені або знижені результати^{17,18}. Для визначення діагнозу може знадобитися додаткова інформація.
- Гетерофільні антитіла в сироватці крові людини можуть вступати в реакцію з імуноглобулінами реагентів, впливаючи на результат імунотесту *in vitro*. У пацієнтів, які регулярно контактують із тваринами або препаратами сироватки крові тварин, існує ризик такої інтерференції, внаслідок чого можуть спостерігатися аномальні показники¹⁹.
- Бактеріальне зараження або теплова інактивація зразків може спотворити результати дослідження.

СПЕЦИФІЧНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

У цьому розділі наведені репрезентативні характеристики ефективності аналізу. Результати, отримані різними лабораторіями, можуть відрізнятися.

Точність

Точність визначалася за допомогою тесту, препаратів і контрольних зразків за протоколом (EP05-A3) Інституту клінічних і лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI): у двох окремих паралельних випробуваннях щодня протягом 5 днів у трьох різних центрах з використанням трьох партій наборів реагентів (n = 180). Було отримано зазначені нижче результати.

Зразок	Середнє, пг/мл (pg/mL) (n = 180)	У межах випробування		Між випробуваннями		Відтворюваність	
		Станд. відх., пг/мл (pg/mL)	% Коэф. вар.	Станд. відх., пг/мл (pg/mL)	% Коэф. вар.	Станд. відх., пг/мл (pg/mL)	% Коэф. вар.
Пул сироваток 1	8,160	0,355	4,35	0,222	2,72	0,456	5,59
Пул сироваток 2	103,011	2,262	2,20	1,398	1,36	3,989	3,87
Пул сироваток 3	819,221	12,002	1,47	10,346	1,26	19,306	2,36
Пул плазми 1	8,209	0,347	4,23	0,264	3,22	0,514	6,26
Пул плазми 2	101,917	2,580	2,53	0,790	0,78	3,760	3,69
Пул плазми 3	808,498	11,686	1,45	6,045	0,75	17,705	2,19
Контроль 1	20,030	0,613	3,06	0,210	1,05	0,814	4,06
Контроль 2	203,965	5,109	2,50	2,149	1,05	6,996	3,43

Діапазон лінійності

4,00–1000 пг/мл (pg/mL) (визначається за межею кількісної оцінки та максимумом референсної кривої).

Інтервал реєстрації

2,50–10 000 пг/мл (pg/mL) (визначається за межею виявлення та максимумом референсної кривої, помноженим на рекомендовану пропорцію розведення).

Аналітична чутливість

Межа холості проби = 1,50 пг/мл (pg/mL).

Межа виявлення = 2,50 пг/мл (pg/mL).

Межа кількісної оцінки = 4,00 пг/мл (pg/mL).

Аналітична специфічність

Інтерференція

Інтерференція визначалася за допомогою тесту; до трьох зразків із різною концентрацією аналізованого компонента додавалися речовини, потенційно здатні спричинити ендогенну або екзогенну інтерференцію, за протоколом (EP7-A2) Інституту клінічних і лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI). Похибка вимірів для речовин, здатних спричинити інтерференцію, не перевищує ±10 %. Було отримано зазначені нижче результати.

Інтерференція	Макс. рівень відсутності інтерференції	Інтерференція	Макс. рівень відсутності інтерференції
Гемоглобін	2000 мг/дл (mg/dL)	Людські антимишачі антитіла (НАМА)	40 нг/мл (ng/mL)
Інтраліпід	1000 мг/дл (mg/dL)	Ревматоїдний фактор	1500 МО/мл (IU/mL)
Білірубін	40 мг/дл (mg/dL)	АЯА	398 АО/мл (AU/mL)
Біотин	50 мкг/мл (µg/mL)	/	/

Перехресна реактивність

Перехресна реактивність визначалася за допомогою тесту; до трьох зразків із різною концентрацією аналізованого компонента додавався потенційний перехресний реагент за протоколом (EP7-A2) Інституту клінічних і лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI). Похибка вимірів для речовин, здатних спричинити інтерференцію, не перевищує ±10 %. Було отримано зазначені нижче результати.

Перехресний реагент	Макс. рівень відсутності інтерференції	Перехресний реагент	Макс. рівень відсутності інтерференції
Інтерлейкін-1β	10000 пг/мл (pg/mL)	Інтерлейкін-10	10000 пг/мл (pg/mL)
Інтерлейкін-2	10000 пг/мл (pg/mL)	Інтерлейкін-13	10000 пг/мл (pg/mL)
Рецептор інтерлейкіну-2	10000 пг/мл (pg/mL)	СРБ	200 мкг/мл (µg/mL)
Інтерлейкін-4	10000 пг/мл (pg/mL)	ПКТ	200 нг/мл (ng/mL)
Інтерлейкін-6	10000 пг/мл (pg/mL)	САА	500 мкг/мл (µg/mL)
Інтерлейкін-8	10000 пг/мл (pg/mL)	/	/

Понаддозовий «хук»-ефект у випадку високих концентрацій

В аналізах на ФНП-α не спостерігався понаддозовий «хук»-ефект у випадку високих концентрацій (до 100 000 пг/мл (pg/mL)).

Порівняння методик

Порівняння аналізу на ФНП-α з іншим імунологічним аналізом серійного виробництва продемонструвало таку кореляцію (у пг/мл (pg/mL)):

Кількість протестованих зразків: 120.

Порівняння методом Пассінга — Баблока: у=0,9919х+0,1174, т=0,966.

Концентрація в клінічних зразках становила від 4,13 до 986,61 пг/мл (pg/mL).

ЛІТЕРАТУРА

- Pfeffer K. Biological functions of tumor necrosis factor cytokines and their receptors[J]. Cytokine & growth factor reviews. 2003,14(3):185-191.
- Horssen R V, Ten Hagen T L M, Eggemont A M M. TNF-alpha in cancer treatment: molecular insights, antitumor effects, and clinical utility[J]. The oncologist, 2006,11(4):397-408.
- Idriss H T, Naismith J H. TNF alpha and the TNF receptor superfamily: structure-function relationship(s)[J]. Microsc Res Tech, 2000,50(3):184-195.
- Lin E, Calvano S E, Lowry S F. Inflammatory cytokines and cell response in surgery[J]. Surgery, 2000,127(2):117-126.
- Wu Y, Zhou B. TNF-α/NF-κB/Snail pathway in cancer cell migration and invasion[J]. British Journal of Cancer, 2010,102:639-644.
- Herbein G, O'Brien W A. Tumor necrosis factor (TNF)-alpha and TNF receptors in viral pathogenesis[J]. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 2000,223(3):241.
- Chu W. Tumor necrosis factor[J]. Cancer Letters, 2013,328(2):222-225.
- Chen X, Xun K, Chen L, et al. TNF-α, a potent lipid metabolism regulator[J]. Cell biochemistry and function, 2009,27(7):407-416.
- Bradley J R. TNF-mediated inflammatory disease[J]. J Pathol, 2008,214(2):149-160.
- Manicourt D, Triki R, Fukuda K, et al. Levels of circulating tumor necrosis factor α and interleukin-6 in patients with rheumatoid arthritis. relationship to serum levels of hyaluronan and antigenic keratan sulfate[J]. Arthritis & Rheumatism, 1993,36(4):490-499.
- Silveira R, Procianny R. Evaluation of interleukin-6, tumour necrosis factor-α and interleukin-1β for early diagnosis of neonatal sepsis[J]. Acta Paediatr, 1999,88:647-650.
- Buck C, Gallati H, Pohlhandt F, et al. Increased levels of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukin 1 beta (IL-1 beta) in tracheal aspirates of newborns with pneumonia[J]. Infection, 1994,22(4):238-241.
- Braegger C P, Nicholls S, Murch S H, et al. Tumour necrosis factor alpha in stool as a marker of intestinal inflammation[J]. The Lancet (British edition), 1992,339(8785):89-91.

Інструкція із застосування

- Maury C P, Terpo A M. Raised serum levels of cachectin/tumor necrosis factor α in renal allograft rejection[J]. The Journal of Experimental Medicine, 1987, 166(4):1132-1137.
- Skogstrand K, Ekelund C K, Thorsen P, et al. Effects of blood sample handling procedures on measurable inflammatory markers in plasma, serum and dried blood spot samples[J]. Journal of Immunological Methods, 2008, 336(1):78-84.
- CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions. 4th ed. CLSI guideline C24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2016.
- Robert W. Schroff, Kenneth A. Foon, Shannon M. Beatty, et al. Human Anti-Murine Immunoglobulin Responses in Patients Receiving Monoclonal Antibody Therapy[J]. Cancer Research, 1985, 45(2):879-885.
- Primus F J, Kelley E A, Hansen H J, et al. "Sandwich"-type immunoassay of carcinoembryonic antigen in patients receiving murine monoclonal antibodies for diagnosis and therapy[J]. Clinical Chemistry, 1988, 34(2):261-264.
- Boscatto L M, Stuart M C . Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays. Clin Chem 1988;34(1):27-33.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

	Див. інструкцію з використання		Виробник
	Температурний діапазон (зберігати при температурі 2–8 °C)		Кінцева дата терміну придатності
	Вмісту достатньо для <n> тестів		Бережіть від прямих сонячних променів
	Цим боком дотри		Уповноважений представник в Європейському союзі
	Медичний прилад для діагностики <i>in vitro</i>		Склад набору
	Номер за каталогом		Код партії
	Маркування CE		Знак відповідності технічним регламентам

MAGLUMI® та Biolumi® є товарними знаками компанії Snibe. Усі інші найменування продуктів і торгові марки належать відповідним власникам.



Шеньчжень Нью Індастріс Біомедікал Інжиніринг Ко., Лтд.,
№23 Джінксі Еаст Роад, Піншан Дістрікт,
518122 Шеньчжень, Китайська Народна Республіка
Тел.: +86 755 215 366 01 Факс: +86 755 28 29 27 40



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Тел.: +49 40 251 31 75 Факс: +49 40 25 57 26



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка», вул. Багатовульська, 17-21, 04107, м. Київ, Україна.
Тел.: 0 800 21-52-32 (безкоштовно можуть телефонувати абоненти фіксованого та мобільного телефонного зв'язку з будь-якої точки України).
Електронна пошта: uaher@cralta.ua

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: лютий 2023 року.