

Liquick- Cor FERRUM

Nazwa zestawu	(PL) Nr kat.	2-FERRUM
Liquick Cor-FERRUM mini	3-247	askorbinian sodu 125 mmol/l chlorek sodu 50 mmol/l
Liquick Cor-FERRUM 30	3-257	sól sodowa 3-(2-pyridylo)-5,6-bis(2-[4-kwas fenylosulfonowy])-1,2,4-triazyny (ferrozyna) ≥ 5 mmol/l
Liquick Cor-FERRUM 60	3-258	konserwanty 0,2 %
Liquick Cor-FERRUM 500	3-292	

ZASTOSOWANIE

Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia żelaza przeznaczony do wykonywania oznaczeń manualnie oraz na analizatorach automatycznych.

Odczynniki powinny być stosowane do badań diagnostycznych *in vitro*, przez odpowiednio przeszkolony personel, tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.

WPROWADZENIE

Żelazo jest najobficiej występującym w organizmie pierwiastkiem śladowym. Większość żelaza jest ulokowana wewnątrz cząsteczek hemu w hemoglobinie, mioglobinie, katalazie, peroksydazie i cytochromach. Żelazo jest magazynowane w postaci związanej z ferrytyną lub hemosyderyną, a transportowane przez transferynę. Oznaczanie poziomu żelaza jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu i leczeniu różnych typów anemii.

ZASADA METODY

Metoda kolorymetryczna z ferrozyną, bez odbiałczania.

Jony żelaza (Fe^{3+}) związane we krwi z transferyną są uwalniane w środowisku kwaśnym w obecności detergentów, a następnie redukowane do jonów żelaza (Fe^{2+}) przez askorbinian. Jony żelaza (Fe^{2+}) reagują z solą sodową 3-(2-pyridylo)-5,6-bis(2-[4-kwas fenylosulfonowy])-1,2,4-triazyny (ferrozyna) tworząc barwny związek. Jony miedzi Cu^{2+} są związane przez tiomocznik. Intensywność zabarwienia jest wprost proporcjonalna do stężenia żelaza.

ODCZYNNIKI

Skład zestawu

	Liquick Cor-FERRUM mini	Liquick Cor-FERRUM 30
1-FERRUM	2 x 25 ml	5 x 25 ml
2-FERRUM	1 x 10 ml	1 x 25 ml
3-STANDARD	1 x 1 ml	1 x 2 ml
	Liquick Cor-FERRUM 60	Liquick Cor-FERRUM 500
1-FERRUM	5 x 50 ml	3 x 417 ml
2-FERRUM	1 x 50 ml	1 x 250 ml

3-STANDARD jest wzorcowym roztworem jonów żelaza – 10 μ mol/l (56 μ g/dl).

Odczynniki przechowywane w temp. 2-8°C zachowują trwałość do daty ważności podanej na opakowaniu. Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temp. 2-10°C są stabilne przez 11 tygodni.

Stężenia składników w zestawie

1-FERRUM	
kwas cytrynowy (pH 1,9)	200 mmol/l
tiomocznik	90 mmol/l
detergent	6 %

Ostrzeżenia i uwagi

- Chronicznie przed bezpośrednim światłem słonecznym i zanieczyszczeniem!
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa zanieczyszczenia próbek jonami żelaza zalecane jest używanie naczyń i kuwet plastikowych jednorazowego użytku.
- W przypadku stosowania naczyń szklanych należy je specjalnie przygotować mocząc przez kilka godzin w ok. 2M roztworze HCl, a następnie bardzo dokładnie wypłukać wodą destylowaną.
- Odczynnik 1-FERRUM (Nr kat. 3-261) można zamawiać oddzielnie.
- 1-FERRUM i 3-Standard spełniają kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Składniki:

1-FERRUM zawiera eter monoalkilowy glikolu polietylenowego.

3-Standard zawiera kwas solny.

Niebezpieczeństwo

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

EUH208 Zawiera tiomocznik. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej (1-FERRUM).

EUH208 Zawiera 1-[1,3-Bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksimidazolidyn-4-ylo]-1,3

bis(hydroksymetylo)mocznik. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej (2-FERRUM).

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- analizator automatyczny lub fotometr umożliwiający odczyt przy długości fali 550 nm;
- termostat na 37°C;
- ogólne wyposażenie laboratoryjne

MATERIAŁ BIOLOGICZNY

Surowica bez śladów hemolizy, pobrana w plastikowe próbówki.

Czerwone krwinki należy jak najszybciej oddzielić od surowicy.

Surowica może być przechowywana do 6 godzin w temp. 15-25°C lub przez 3 dni w temp. 2-8°C.

Jednak polecamy wykonywać badania na świeżo pobranym materiale biologicznym!

WYKONANIE OZNACZENIA

Programy do analizatorów dostarczamy na życzenie.

Oznaczenie manualne

długość fali 550 nm
temperatura 37°C
kuweta 1 cm

Metoda Reagent Start

Do kuwety napipetować:

	próba zerowa (PZ)	próba badana (PB)	próba wzorcową (PW)
1-FERRUM	1000 μ l	1000 μ l	1000 μ l

Ogrzać do temperatury oznaczenia. Następnie dodać:

standard	-	-	80 μ l
surowica	-	80 μ l	-
woda destylowana	80 μ l	-	-

Dokładnie wymieszać, po co najmniej 5 min. inkubacji odczytać absorbancję A1 prób wzorcowych (PW) i prób badanych (PB) wobec próby zerowej (PZ). Następnie dodać:

2-FERRUM	200 μ l	200 μ l	200 μ l
----------	-------------	-------------	-------------

Dokładnie wymieszać, po 10 minutach inkubacji odczytać absorbancję A2 prób wzorcowych (PW) i prób badanych (PB) wobec próby zerowej (PZ). Absorbancja jest stabilna przez 30 minut.

Obliczyć zmianę absorbancji wg wzoru:

$$\Delta A = (A2 - 0,84 A1)$$

Współczynnik 0,84 kompensuje spadek absorbancji po dodaniu odczynnika 2-FERRUM.

Obliczanie wyników

$$\text{stężenie żelaza} = \frac{\Delta A(PB)}{\Delta A(PW)} \times \text{stężenie standardu}$$

WARTOŚCI PRAWIDŁOWE ¹⁰

surowica	μ g/dl	μ mol/l
noworodki	100 – 250	17,9 – 44,8
niemowlęta	40 – 100	7,2 – 17,9
dzieci	50 – 120	9,0 – 21,5
kobiety	50 – 170	9,0 – 30,4
mężczyźni	65 – 175	11,6 – 31,3

Zalecane jest opracowanie przez każde laboratorium własnych zakresów wartości prawidłowych charakterystycznych dla lokalnej populacji.

KONTROLA JAKOŚCI

W celu wewnętrznej kontroli jakości, do każdej serii oznaczeń należy dołączyć surowice kontrolne CORMAY SERUM HN (Nr kat. 5-172) i CORMAY SERUM HP (Nr kat. 5-173).

W metodzie manualnej do kalibracji należy stosować IRON STANDARD 56 (Nr kat. 5-133) lub 3-STANDARD, który dołączony jest do zestawu.

Do kalibracji analizatorów automatycznych należy stosować CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Nr kat. 5-174; 5-176). **lub** CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 (Nr kat. 5-175; 5-177) **w zależności od numeru serii kalibratora**

Krzywa kalibracyjna powinna być sporządzana co 11 tygodni, przy każdej zmianie serii odczynnika lub w razie potrzeby np. jeśli wartości oznaczenia surowic kontrolnych nie mieszczą się w wyznaczonym zakresie.

CHARAKTERYSTYKA OZNACZENIA

Niżej podane rezultaty uzyskano używając analizatora automatycznego Biolis 24i Premium. W przypadku przeprowadzenia oznaczenia na innym analizatorze lub manualnie otrzymane wyniki mogą różnić się od podanych.

- Czułość:** 3,6 μ g/dl (0,644 μ mol/l).

- Liniiowość:** do 1000 μ g/dl (179 μ mol/l).

Dla wyższych stężeń próbkę należy rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl, oznaczenie powtórzyć, a wynik pomnożyć przez współczynnik rozcieńczenia.

Specyficzność / Interferencje

Kwas askorbinowy do 62 mg/l, bilirubina do 20 mg/dl, triglicerydy do 1000 mg/dl oraz miedź do 500 μ g/dl nie wpływają na wyniki oznaczenia. Hemoglobina interferuje nawet w niewielkich ilościach.

Precyzja

Powtarzalność (run to run) n = 10	Średnia [μ g/dl]	SD [μ g/dl]	CV [%]
poziom 1	33,86	0,47	1,39
poziom 2	317,54	1,76	0,55
Odtwarzalność (day to day) n = 10	Średnia [μ g/dl]	SD [μ g/dl]	CV [%]
poziom 1	243,77	1,97	0,81
poziom 2	65,91	1,39	2,10

Porównanie metody

Porównanie zestawu firmy CORMAY (y) z innym ogólnie dostępnym zestawem komercyjnym (x), z użyciem 102 próbek, dało następujące wyniki:

$$y = 0,9325 x + 7,8482 \mu\text{g/dl}$$

$$R = 0,9925 \quad (R - \text{współczynnik korelacji})$$

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA

Materiałem odniesienia dla IRON STANDARD 56 jest referencyjną metoda spektrofotometrii bezpośredniej.

UTYLIZACJA ODPADÓW

Postępować zgodnie z aktualnymi przepisami.

LITERATURA

- Stokey L.L.: Anal. Chem. 42/7, 779-781 (1970).
- Williams H.L., Johnson D.J., Haut M.J.: Clin. Chem. 23/2, 237-240 (1977).
- Duffy J.R., Gaudin J.: Clin. Biochem. 10/3, 122-123 (1977).
- Cerioti F., Ceriotti G: Clin. Chem. 26/2, 327-331 (1980).
- Valcour A., Krzymowski G., Onoroski M., Bowers G.N. Jr., McComb R.B.: Clin Chem. 36/10, 1789-1792 (1990).
- Burtis C.A., Ashwood E.R., ed. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2062 (1994).
- Tietz N.W., Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia, PA: WB Saunders, 3:24, (1990).
- Kaplan L.A., Pesce A.J., ed. Chemistry Theory, Analysis, and Correlation, 3rd ed. St Louis, MO: Mosby, 714 (1996).
- Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 24-25, (1998).
- Alan H.B. Wu: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. WB Saunders, 634, (2006).
- Tietz NW, Rinker AD, Morrison SR. Clin Chem. 40(4):546-51 (1994).
- Br J Haematol. 75(4):615-6 (1990).

Data wydania: 07.2019.

Liquick- Cor FERRUM

Kit name	(EN)
Liquick Cor-FERRUM mini	3-247
Liquick Cor-FERRUM 30	3-257
Liquick Cor-FERRUM 60	3-258
Liquick Cor-FERRUM 500	3-292

INTENDED USE

Diagnostic kit for determination of iron concentration used both for manual assay and in several automatic analysers. The reagents must be used only for in vitro diagnostic, by suitably qualified laboratory personnel, only for the intended purpose, under appropriate laboratory conditions.

INTRODUCTION

Iron is the most abundant trace element in the organism. Most of the iron in humans is located within heme molecule which is incorporated into hemoglobin, myoglobin, catalase, peroxidase and cytochromes. Iron is stored bound to ferritin or hemosiderin and is transported by transferrin. Measurement of iron level is valuable especially in diagnosis of different types of anemia.

METHOD PRINCIPLE

Colorimetric method with ferrozine, without deproteinization. Iron ions (Fe^{3+}), bounded in blood to transferrin are released in acid solution and in the presence of detergents and reduced to Fe^{2+} by ascorbate. Fe^{2+} forms with 3-(2-pyridyl)-5,6-bis(2-[4-phenyl sulfonic acid])-1,2,4-triazine sodium salt (ferrozine) coloured complex, Cu^{2+} ions are bound by thiourea. The colour intensity is directly related to the iron concentration.

REAGENTS

Package	Liquick Cor-FERRUM mini	Liquick Cor-FERRUM 30
1-FERRUM	2 x 25 ml	5 x 25 ml
2-FERRUM	1 x 10 ml	1 x 25 ml
3-STANDARD	1 x 1 ml	1 x 2 ml
	Liquick Cor-FERRUM 60	Liquick Cor-FERRUM 500
1-FERRUM	5 x 50 ml	3 x 417 ml
2-FERRUM	1 x 50 ml	1 x 250 ml

3-STANDARD is iron ions standard solution – 10 $\mu\text{mol/l}$ (56 $\mu\text{g/dl}$).

The reagents are stable up to expiry date printed on the package, if stored at 2-8°C. The reagents are stable for 11 weeks on board the analyser at 2-10°C.

Concentrations in the test

1-FERRUM	
citric acid (pH 1.9)	200 mmol/l
thiourea	90 mmol/l
detergent	6 %
2-FERRUM	
sodium ascorbate	125 mmol/l
sodium chloride	50 mmol/l
3-(2-pyridyl)-5,6-bis(2-[5-furyl sulfonic acid])-1,2,4-triazine sodium salt (ferrozine)	$\geq 5 \text{ mmol/l}$
preservatives	0.2 %

Warnings and notes

- Protect from direct sunlight and avoid contamination!
- Contaminated glassware is the greatest source of error. The use of disposable plastic ware is recommended.
- Glassware should be soaked for a few hours in 2M HCl solution and then thoroughly rinsed with distilled water.
- Reagent 1-FERRUM (Cat. No 3-261) can be ordered separately.
- 1-FERRUM and 3-Standard meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.

Ingredients:

1-FERRUM contains polyethylene glycol monoalkyl ether.
3-Standard contains hydrochloric acid.

Danger



H314 Causes severe skin burns and eye damage.
EUH208 Contains thiourea. May produce an allergic reaction (1-FERRUM).

EUH208 Contains 1-[1,3-Bis (hydroxymethyl)-2,5-dioximidazolidin-4-yl]-1,3-bis

(hydroxymethyl) urea. May produce an allergic reaction (2-FERRUM).

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- automatic analyzer or photometer able to read at 550 nm;
- thermostat at 37°C;
- general laboratory equipment.

SPECIMEN

Serum free from hemolysis, collected in plastic tubes.

Serum should be separated from red blood cells as soon as possible after blood collection.

Serum can be stored up to 6 hours at 15-25°C or up to 3 days at 2-8°C.

Nevertheless it is recommended to perform the assay with freshly collected samples!

PROCEDURE

Applications for analyzers are available on request.

Manual procedure

wavelength 550 nm
temperature 37°C
cuvette 1 cm

Reagent Start method

Pipette into the cuvettes:

	blank (B)	test (T)	standard (S)
1-FERRUM	1000 μl	1000 μl	1000 μl
Bring up to the temperature of determination. Then add:			
standard	-	-	80 μl
serum	-	80 μl	-
distilled water	80 μl	-	-

Mix well and after 5 minutes of incubation read the absorbance

A1 of test (T) and standard (S) against blank (B). Then add:

2-FERRUM	200 μl	200 μl	200 μl
----------	-------------------	-------------------	-------------------

Mix well and after 10 minutes of incubation read the absorbance

A2 of test (T) and standard (S) against blank (B).

The intensity of colour is stable for 30 minutes.

Calculate ΔA for the test and standard:

$$\Delta A = (A2 - 0.84A1)$$

The 0.84 coefficient compensates the decrease of absorbance after 2-FERRUM addition.

Calculation

$$\text{iron concentration} = \frac{\Delta A(T)}{\Delta A(S)} \times \text{standard concentration}$$

REFERENCE VALUES ¹⁰

serum	$\mu\text{g/dl}$	$\mu\text{mol/l}$
newborns	100 – 250	17.9 – 44.8
infants	40 – 100	7.2 – 17.9
children	50 – 120	9.0 – 21.5
adult females	50 – 170	9.0 – 30.4
adult males	65 – 175	11.6 – 31.3

It is recommended for each laboratory to establish its own reference ranges for local population.

QUALITY CONTROL

For internal quality control it is recommended to use the CORMAY SERUM HN (Cat. No 5-172) and CORMAY SERUM HP (Cat. No 5-173) with each batch of samples.

For calibration when using the manual method IRON STANDARD 56 (Cat. No 5-133) or 3-STANDARD attached to the kit is recommended.

For calibration of the automatic analysers systems CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Cat. No 5-174; 5-176) or CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 (Cat. No 5-175; 5-177) is recommended depending on the calibrator lot number. The calibration curve should be prepared every 11 weeks, with change of reagent lot number or as required e.g. quality control findings outside the specified range.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

These metrological characteristics have been obtained using automatic analyser Biolis 24i Premium. Results may vary if a different instrument or a manual procedure is used.

- Sensitivity:** 3.6 $\mu\text{g/dl}$ (0.644 $\mu\text{mol/l}$).
- Linearity:** up to 1000 $\mu\text{g/dl}$ (179 $\mu\text{mol/l}$).

For higher concentrations dilute the sample with 0.9% NaCl and repeat the assay. Multiply the result by dilution factor.

Specificity / Interferences

Ascorbate up to 62 mg/l, bilirubin up to 20 mg/dl, triglycerides up to 1000 mg/dl and copper up to 500 $\mu\text{g/dl}$ do not interfere with the test. Haemoglobin interferes even in small amount with the determination.

Precision

Repeatability (run to run) n = 10	Mean [$\mu\text{g/dl}$]	SD [$\mu\text{g/dl}$]	CV [%]
level 1	33.86	0.47	1.39
level 2	317.54	1.76	0.55
Reproducibility (day to day) n = 10	Mean [$\mu\text{g/dl}$]	SD [$\mu\text{g/dl}$]	CV [%]
level 1	243.77	1.97	0.81
level 2	65.91	1.39	2.10

Method comparison

A comparison between CORMAY reagent (y) and another commercially available assay (x) using 102 samples gave following results:

$$y = 0.9325x + 7.8482 \mu\text{g/dl};$$

$$R = 0.9925 \quad (R - \text{correlation coefficient})$$

TRACEABILITY

IRON STANDARD 56 is traceable to the direct spectrophotometric reference method.

WASTE MANAGEMENT

Please refer to local legal requirements.

LITERATURE

- Stokey L.L.: Anal. Chem. 42/7, 779-781 (1970).
- Williams H.L., Johnson D.J., Haut M.J.: Clin. Chem. 23/2, 237-240 (1977).
- Duffy J.R., Gaudin J.: Clin. Biochem. 10/3, 122-123 (1977).
- Cerretti F., Cerretti G: Clin. Chem. 26/2, 327-331 (1980).
- Valcour A., Krzymowski G., Onoroski M., Bowers G.N. Jr., McComb R.B.: Clin Chem. 36/10, 1789-1792 (1990).
- Burtis C.A., Ashwood E.R., ed. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2062 (1994).
- Tietz N.W., Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia, PA: WB Saunders, 3:24, (1990).
- Kaplan L.A., Pesce A.J., ed. Chemistry Theory, Analysis, and Correlation, 3rd ed. St Louis, MO: Mosby, 714 (1996).
- Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 24-25, (1998).
- Alan H.B. Wu: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. WB Saunders, 634, (2006).
- Tietz NW, Rinker AD, Morrison SR. Clin Chem. 40(4):546-51 (1994).
- Br J Haematol. 75(4):615-6 (1990).

Date of issue: 07.2019.

Liquick- Cor FERRUM

Название набора	(RUS) Кат. №
Liquick Cor-FERRUM mini	3-247
Liquick Cor-FERRUM 30	3-257
Liquick Cor-FERRUM 60	3-258
Liquick Cor-FERRUM 500	3-292

2-FERRUM	
аскорбат натрия	125 ммоль/л
хлорид натрия	50 ммоль/л
натриевая соль 3-(2-пиридил)-5,6-бис(2-[4-фенилсульфокислота])-1,2,4-триазин (феррозин)	> 5 ммоль/л
консерванты	0,2%

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Диагностический набор для определения концентрации железа, предназначен как для мануального определения, так и для определений при помощи автоматических анализаторов.

Реагенты должны использоваться только для диагностики in vitro, квалифицированным лабораторным персоналом, в целях, для которых они предназначены, в соответствующих лабораторных условиях.

ВВЕДЕНИЕ

Железо – самый распространенный микроэлемент в организме в большом количестве. Основная часть железа в организме сосредоточена в молекуле гема, входящей в состав гемоглобина, миоглобина, каталазы, пероксидазы и цитохромов. Железо депонируется в форме, связанной с ферритином или гемосидерином, а переносится с помощью трансферрина. Определение содержания железа особенно важно при диагностике различных типов анемии.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Колориметрический метод с феррозином без депротенизации. Ионы железа (Fe^{3+}), связанные в крови с трансферрином, высвобождаются в кислой среде в присутствии детергентов, а затем восстанавливаются до ионов железа (Fe^{2+}) при участии аскорбата. Ионы железа (Fe^{2+}) реагируют с натриевой солью 3-(2-пиридил)-5,6-бис(2-[4-фенилсульфокислота])-1,2,4-триазина (феррозина), образуя окрашенный комплекс. Ионы меди Cu^{2+} связываются тиомочевинной. Интенсивность окраски прямо пропорциональна содержанию железа.

РЕАГЕНТЫ

Состав набора

	Liquick Cor-FERRUM mini	Liquick Cor-FERRUM 30
1-FERRUM	2 x 25 мл	5 x 25 мл
2-FERRUM	1 x 10 мл	1 x 25 мл
3-STANDARD	1 x 1 мл	1 x 2 мл
	Liquick Cor-FERRUM 60	Liquick Cor-FERRUM 500
1-FERRUM	5 x 50 мл	3 x 417 мл
2-FERRUM	1 x 50 мл	1 x 250 мл

3-STANDARD эталонный раствор ионов железа – 10 ммоль/л (56 мкг/дл).

При температуре 2-8°C, реагенты сохраняют стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке. Реагенты на борту аппарата при температуре 2-10°C стабильны 11 недель.

Концентрации компонентов в реагентах

1-FERRUM	
лимонная кислота (pH 1,9)	200 ммоль/л
тиомочевина	90 ммоль/л
детергент	6%

Предупреждения и примечания

- Хранить от света и загрязнений!
- Загрязненная посуда является основным источником загрязнений. Во избежание загрязнения пробы ионами железа, рекомендуется использовать одноразовую пластмассовую посуду. В случае использования стеклянной посуды, необходимо ее на несколько часов замочить в 2M растворе HCl, а затем тщательно промыть дистиллированной водой.
- Реактив 1-FERRUM (Кат. № 3-261) можно заказать отдельно.
- 1-FERRUM и 3 – Стандарт соответствуют критериям классификации согласно постановлению (ЕС) № 1272/2008.

Ингредиенты:

1-FERRUM содержит полиэтиленгликоль моноалкил эфира. 3 – Стандарт содержит соляная кислота.

Опасность



H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

EUN208 Содержит тиомочевину. Может вызвать аллергическую реакцию (1-FERRUM). EUN208 Содержит - 1- [1,3-бис(гидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]-1,3-бис(гидроксиметил) мочевины. Может вызвать аллергическую реакцию (2-FERRUM).

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P303+361+P353 При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем.

P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- автоматический анализатор либо фотометр, позволяющий снимать показания при длине волны 550 нм;
- термостат на 37°C;
- общее лабораторное оборудование.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Сыворотка без следов гемолиза, помещенная в пластмассовые пробирки.

Эритроциты необходимо быстро отделить от сыворотки. Сыворотка может храниться в течение 6 часов при температуре 15-25°C, либо 3 дня при температуре 2-8°C.

Тем не менее, рекомендуется выполнение анализов на свежем биологическом материале!

ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Программы для анализаторов предоставляем на желание клиентов.

Определение мануальное

длина волны	550 нм
температура	37°C
кювета	1 см

Метод Reagent Start

В кювету поместить:

	образец холостой (OX)	образец исследуемый (ОИ)	образец стандартный (ОС)
1-FERRUM	1000 мкл	1000 мкл	1000 мкл
стандарт	-	-	80 мкл
сыворотка	-	80 мкл	-
вода дистилли- рованная	80 мкл	-	-

Тщательно перемешать, по 5 минутам инкубации отчитать коэффициент поглощения A1 образцов стандартных (ОС) и образцов исследуемых (ОИ) относительно образца холостого (OX). Затем добавить:

2-FERRUM	200 мкл	200 мкл	200 мкл
----------	---------	---------	---------

Тщательно перемешать, инкубировать 10 минут. Отчитать коэффициент поглощения A2 образцов стандартных (ОС) и образцов исследуемых (ОИ) относительно образца холостого (OX). Коэффициент поглощения стабилен 30 минут.

Рассчитать смену поглощения по формуле:

$$\Delta A = (A2 - 0,84A1)$$

Коэффициент 0,84 компенсирует падение поглощения после добавления 2-FERRUM.

Расчёт результатов

$$\text{концентрация железа} = \frac{\Delta A(\text{ОИ})}{\Delta A(\text{ОС})} \times \text{концентрация стандарта}$$

РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ¹⁰

сыворотка	мкг/дл	мкмоль/л
дети новорожденные	100 – 250	17,9 – 44,8
дети (младенцы)	40 – 100	7,2 – 17,9
дети	50 – 120	9,0 – 21,5
женщины	50 – 170	9,0 – 30,4
мужчины	65 – 175	11,6 – 31,3

Каждой лаборатории рекомендуется разработать свои собственные нормы, характерные для обследуемого контингента.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для внутреннего контроля рекомендуется использовать контрольные сыворотки CORMAY SERUM HN (Кат.№ 5-172) и CORMAY SERUM HP (Кат.№ 5-173) для каждой серии измерений.

При мануальном методе для калибровки рекомендуется использовать IRON STANDARD 56 (Кат. № 5-133) или 3-STANDARD прилагаемой к набору.

Для калибровки автоматических анализаторов рекомендуется использовать CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Кат. № 5-174; 5-176) или CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 (Кат.№ 5-175; 5-177) в зависимости от номера серии калибраторов.

В качестве 0-калибратора рекомендуется использовать деионизованную воду.

Калибровочную кривую следует составлять каждые 11 недель, при каждой смене лота реагентов или в случае когда определения контрольных сывороток не помещаются в обозначенном диапазоне.

Liquick Cor-FERRUM (II GENERACIA / II GENERATION / II ПОКОЛЕНИЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Эти метрологические характеристики были получены при использовании автоматического анализатора Biolis 24i Premium. Результаты, полученные на других анализаторах и вручную, могут отличаться.

- Чувствительность:** 3,6 мкг/дл (0,644 мкмоль/л).

- Линейность:** до 1000 мкг/дл (179 мкмоль/л).

Для более высоких концентраций необходимо разбавить образец 0,9% раствором NaCl, определение повторить, результат умножить на коэффициент разбавления.

Специфичность / Интерференция

Аскорбат до 62 мг/л, билирубин до 20 мг/дл, триглицериды до 1000 мг/дл и медь до 500 мкг/дл не влияют на результаты определений. Гемоглобин интерферирует даже в небольшом количестве.

Точность

Повторяемость (между сериями) n = 10	Среднее [мкг/дл]	SD [мкг/дл]	CV [%]
уровень 1	33,86	0,47	1,39
уровень 2	317,54	1,76	0,55
Воспроизводимость (изо дня в день) n = 10	Среднее [мкг/дл]	SD [мкг/дл]	CV [%]
уровень 1	243,77	1,97	0,81
уровень 2	65,91	1,39	2,10

Сравнение метода

Сравнение между реагентом CORMAY (y) и другим коммерчески доступным тестом (x) с использованием 102 проб дало следующие результаты:

$$y = 0,9325x + 7,8482 \text{ мкг/дл};$$

$$R = 0,9925 \quad (R - \text{коэффициент корреляции})$$

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

IRON STANDARD 56 проверяется референсным методом спектрофотометрии.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Поступать согласно местным требованиям.

ЛИТЕРАТУРА

- Stookey L.L.: Anal. Chem. 42/7, 779-781 (1970).
- Williams H.L., Johnson D.J., Haut M.J.: Clin. Chem. 23/2, 237-240 (1977).
- Duffy J.R., Gaudin J.: Clin. Biochem. 10/3, 122-123 (1977).
- Cerioti F., Cerioti G.: Clin. Chem. 26/2, 327-331 (1980).
- Valcour A., Krzymowski G., Onoroski M., Bowers G.N. Jr., McComb R.B.: Clin. Chem. 36/10, 1789-1792 (1990).
- Burtis C.A., Ashwood E.R., ed. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2062 (1994).
- Tietz N.W., Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia, PA: WB Saunders, 3:24, (1990).
- Kaplan L.A., Pesce A.J., ed. Chemistry Theory, Analysis, and Correlation, 3rd ed. St Louis, MO: Mosby, 714 (1996).
- Dembńska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 24-25, (1998).
- Alan H.B. Wu: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. WB Saunders, 634, (2006).
- Tietz NW, Rinker AD, Morrison SR. Clin Chem. 40(4):546-51 (1994).
- Br J Haematol. 75(4):615-6 (1990).

Дата создания: 07.2019.