

## BILE ACIDS

|                            | (PL)           | HC- BILE ACIDS | OS- BILE ACIDS |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nazwa zestawu</b>       | <b>Nr kat.</b> |                |                |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 30  | 2-338          | 1 x 36,62 ml   | 2 x 14,5 ml    |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 60  | 2-339          | 1 x 11,76 ml   | 2 x 5,5 ml     |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 120 | 2-340          |                |                |
| HC- BILE ACIDS             | 4-597          |                |                |
| OS- BILE ACIDS             | 9-475          |                |                |

### ZASTOSOWANIE

Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia całkowitych kwasów żółciowych przeznaczony do wykonywania oznaczeń manualnie oraz na analizatorach automatycznych. Odczynniki powinny być stosowane do badań diagnostycznych *in vitro*, przez odpowiednio przeszkolony personel, tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.


### WPROWADZENIE

Kwasy żółciowe są głównym produktem degradacji endogennego cholesterolu powstałego w wątrobie. Całkowite kwasy żółciowe podlegają przemianom w wątrobie i są cennym wskaźnikiem prawidłowej lub nieprawidłowej czynności wątroby. Stężenie całkowitych kwasów żółciowych w surowicy jest podwyższone u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby, marskością wątroby, nowotworami wątroby.

### ZASADA METODY

Metoda enzymatyczna z 3- $\alpha$ -dehydrogenazą hydroksysteroidową (3- $\alpha$ -HSD).

Kwasy żółciowe pod wpływem 3- $\alpha$ -dehydrogenazy hydroksysteroidowej (3- $\alpha$ -HSD) w obecności tio-NAD są przekształcane do 3- ketosteroidów i tio-NADH. Reakcja ta jest odwracalna, enzym 3- $\alpha$ -HSD może przekształcać 3-ketosteroidy i NADH do kwasów żółciowych oraz NAD.



Produktem reakcji jest tio-NADH, którego powstawanie w czasie reakcji powoduje przyrost absorbancji przy  $\lambda=405$  nm. Szybkość tworzenia się tio-NADH jest wprost proporcjonalna do stężenia kwasów żółciowych.

### ODCZYNNIKI

| Skład zestawu | Liquick Cor-BILE ACIDS 30 | Liquick Cor-BILE ACIDS 60 | Liquick Cor-BILE ACIDS 120 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1-BILE ACIDS  | 3 x 30 ml                 | 3 x 50 ml                 | 3 x 100 ml                 |
| 2-BILE ACIDS  | 1 x 30 ml                 | 1 x 50 ml                 | 1 x 100 ml                 |

Odczynniki przechowywane w temp. 2-8°C zachowują trwałość do daty ważności podanej na opakowaniu. Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w 2-10°C są stabilne przez 7 tygodni.

### Stężenia składników w zestawie

| Składnik            | Stężenie   |
|---------------------|------------|
| <b>1-BILE ACIDS</b> |            |
| Tio-NAD             | > 0,1 mmol |
| Bufor               |            |
| <b>2-BILE ACIDS</b> |            |
| 3- $\alpha$ -HSD    | > 2 kU/l   |
| NADH                | > 0,1 mmol |
| Bufor               |            |

### Ostrzeżenia i uwagi

- Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i zanieczyszczeniem!
- Unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.
- Żółty lub żółtobrązowy kolor odczynnika nie wpływa na wynik oznaczenia.
- Nie wolno mieszać odczynników pochodzących z różnych serii.
- Nie należy oznaczać stężenia całkowitych kwasów żółciowych u pacjentów leczonych kwasem ursodeoksycholowym (UDCA).

### MATERIAŁ BIOLOGICZNY

Surowica. Stężenie całkowitych kwasów żółciowych wzrasta po spożyciu posiłków, w związku z tym próbki należy pobierać na czczo. Surowica może być przechowywana do 7 dni w temp. 4°C lub do 3 miesięcy w temp. -20°C. Niemniej zaleca się wykonanie badań na świeżo pobranym materiale biologicznym!

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- analizator automatyczny lub fotometr umożliwiający odczyt przy długości fali 405 nm;
- termostat na 37°C;
- ogólne wyposażenie laboratoryjne;

### WYKONANIE OZNACZENIA

Programy do analizatorów dostarczamy na życzenie.

### Oznaczenie manualne

|              |        |
|--------------|--------|
| długość fali | 405 nm |
| temperatura  | 37°C   |
| kuweta       | 1 cm   |

### Do kuwety napipetować:

|              | próba badana (PB) | próba wzorcowa (PW) |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 1-BILE ACIDS | 900 $\mu$ l       | 900 $\mu$ l         |
| 2-BILE ACIDS | 300 $\mu$ l       | 300 $\mu$ l         |

Ogrzać do temperatury oznaczenia. Następnie dodać:

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| kalibrator      | -          | 20 $\mu$ l |
| materiał badany | 20 $\mu$ l | -          |

Dokładnie wymieszać, po 2 min. inkubacji odczytać absorbancję próby wzorcowej (PW) i próby badanej (PB) wobec wody lub powietrza. Powtórzyć pomiar po kolejnych 1, 2 i 3 minutach. Obliczyć średnią zmianę absorbancji ( $\Delta A$ ) dla obydwu prób.

### Obliczanie wyników

$$\text{stężenie kwasów żółciowych} = \frac{\Delta A(PB)}{\Delta A(PW)} \times \text{stężenie kalibratora}$$

### WARTOŚCI PRAWDŁOWE<sup>3</sup>

|          |   |
|----------|---|
| surowica | 2,5 – 6,8 $\mu$ mol/l (1,25 – 3,4 $\mu$ g/ml) |
|----------|---|

Zalecane jest opracowanie przez każde laboratorium własnych zakresów wartości prawidłowych charakterystycznych dla lokalnej populacji.

### KONTROLA JAKOŚCI

W celu wewnętrznej kontroli jakości, do każdej serii oznaczeń, należy dołączać surowice kontrolne CORMAY BILE ACIDS CONTROLS (Nr kat. 5-149).

Do kalibracji należy stosować CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR (Nr kat. 3-125).

Krzywa kalibracyjna powinna być sporządzana co 7 tygodni, przy każdej zmianie serii odczynnika lub w razie potrzeby np. jeśli wartości oznaczenia surowic kontrolnych nie mieszczą się w wyznaczonym zakresie.

### CHARAKTERYSTYKA OZNACZENIA

Podane niżej rezultaty uzyskano używając analizatora automatycznego Biolis 24i Premium oraz Hitachi 717. W przypadku przeprowadzenia oznaczenia na innym analizatorze lub manualnie otrzymane wyniki mogą różnić się od podanych.

- Czułość:** 2,9  $\mu$ mol/l (1,45  $\mu$ g/ml).
- Liniość:** do 180  $\mu$ mol/l (90  $\mu$ g/ml).

Dla wyższych stężeń próbkę należy rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl, oznaczenie powtórzyć, a wynik pomnożyć przez współczynnik rozcieńczenia.

### Specyficzność / Interferencje

Hemoglobina w stężeniu do 0,5 g/dl, bilirubina w stężeniu do 50 mg/dl, kwas askorbinowy w stężeniu do 50 mg/dl i triglicerydy w stężeniu do 750 mg/dl nie wpływają na wyniki oznaczenia.

### Precyzja

| Powtarzalność (run to run) n = 20 | Średnia [ $\mu$ mol/l] | SD [ $\mu$ mol/l] | CV [%] |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| poziom 1                          | 30,72                  | 0,34              | 1,11   |
| poziom 2                          | 47,96                  | 0,64              | 1,34   |

| Odtwarzalność (day to day) n = 20 | Średnia [ $\mu$ mol/l] | SD [ $\mu$ mol/l] | CV [%] |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| poziom 1                          | 8,12                   | 0,24              | 2,90   |
| poziom 2                          | 23,0                   | 0,61              | 2,60   |

### Porównanie metody

Porównanie wyników oznaczeń kwasów żółciowych wykonanych na Biolis 24i Premium (y) i na OLYMPUS AU400 (x), z użyciem 45 próbek, dało następujące wyniki:  $y = 1,0813x - 0,0198 \mu$ mol/l;  $R = 0,9997$  ( $R$  – współczynnik korelacji)

### UTYLIZACJA ODPADÓW

Postępować zgodnie z aktualnymi przepisami.

### LITERATURA

- LaRusso, N.F. et al., Dynamics of Enterohepatic Circulation of Bile Acids, New Engl J M, 291, 689-692, (1974).
- Skrede S. et al: Bile acids measured in serum during fasting as a test for liver disease, Clin Chem 24: 1095-1099, 1978
- Wu, Alan H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier, 2006. 170-171.
- Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volued, 261-262, (1998).

Data wydania: 06. 2021.

## BILE ACIDS

|                            | (EN)    | HC-                          | OS-         |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| Kit name                   | Cat. No | BILE ACIDS                   | BILE ACIDS  |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 30  | 2-338   | 1-BILE ACIDS<br>1 x 36.62 ml | 2 x 14.5 ml |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 60  | 2-339   | 2-BILE ACIDS<br>1 x 11.76 ml | 2 x 5.5 ml  |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 120 | 2-340   |                              |             |
| HC- BILE ACIDS             | 4-597   |                              |             |
| OS- BILE ACIDS             | 9-475   |                              |             |

The reagents when stored at 2-8°C are stable up to expiry date printed on the package. The reagents are stable for 7 weeks on board the analyser at 2-10°C.

### Concentrations in the test

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>1-BILE ACIDS</b> |            |
| Thio-NAD            | > 0.1 mmol |
| Buffer              |            |
| <b>2-BILE ACIDS</b> |            |
| 3- $\alpha$ -HSD    | > 2 kU/l   |
| NADH                | > 0.1 mmol |
| Buffer              |            |

### Warnings and notes

- Protect from direct sunlight and avoid contamination!
- Avoid contact with skin and mucous membranes.
- Yellow or yellow-brown color of the reagent does not affect the reagents performance.
- Reagents from different lots must not be interchanged.
- Samples from patients treated with ursodeoxycholic acid (UDCA) are not suitable for the determination of total bile acid concentrations.

### SPECIMEN

Serum.  
Total bile acids concentration is increased after meals, therefore samples should be collected under fasting conditions. Serum and plasma samples are stable for a 7 days at 4 °C or for 3 month at -20 °C.  
Nevertheless it is recommended to perform the assay with freshly collected samples!

### ADDITIONAL EQUIPMENT

- automatic analyser or photometer able to read wavelength at 405 nm;
- thermostat at 37°C;
- general laboratory equipment;

### PROCEDURE

Applications for analyzers are available on request.

### Manual procedure

|             |        |
|-------------|--------|
| wavelength  | 405 nm |
| temperature | 37°C   |
| cuvette     | 1 cm   |

Pipette into the cuvettes:

|              | test<br>(T) | calibrator<br>(C) |
|--------------|-------------|-------------------|
| 1-BILE ACIDS | 900 $\mu$ l | 900 $\mu$ l       |
| 2-BILE ACIDS | 300 $\mu$ l | 300 $\mu$ l       |

Bring up to the temperature of determination. Then add:

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| calibrator | -          | 20 $\mu$ l |
| sample     | 20 $\mu$ l | -          |

Mix well and after 2 min. of incubation read the absorbance of calibrator (C) and test (T) against water or air. After next 1, 2, and 3 minutes repeat absorbance reading and calculate the mean absorbance change ( $\Delta A$ ) for calibrator and sample.

### Calculation

$$\text{bile acids concentration} = \frac{\Delta A(T)}{\Delta A(C)} \times \text{calibrator concentration}$$

### REFERENCE VALUES<sup>3</sup>

|       |   |
|-------|---|
| serum | 2.5 – 6.8 $\mu$ mol/l (1.25 – 3.4 $\mu$ g/ml) |
|-------|---|

It is recommended for each laboratory to establish its own reference ranges for local population.

### QUALITY CONTROL

For internal quality control it is recommended to use the CORMAY BILE ACIDS CONTROLS (Cat. No 5-149) with each batch of samples.

For calibration CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR (Cat. No 3-125) is recommended.

The calibration curve should be prepared every 7 weeks, with change of reagent lot number or as required e.g. quality control findings outside the specified range.

### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The following results have been obtained using automatic analysers Biolis 24i Premium and Hitachi 717. Results may vary if a different instrument or a manual procedure is used.

- Sensitivity:** 2.9  $\mu$ mol/l (1.45  $\mu$ g/ml).
- Linearity:** up to 180  $\mu$ mol/l (90  $\mu$ g/ml).

For higher concentration, dilute the sample with 0.9% NaCl and repeat the assay. Multiply the result by dilution factor.

### Specificity / Interferences

Haemoglobin up to 0.5 g/dl, bilirubin up to 50 mg/dl, ascorbic acid up to 50 mg/dl and triglycerides up to 750 mg/dl do not interfere with the test.

### Precision

| Repeatability<br>(run to run) n = 20   | Mean<br>[ $\mu$ mol/l] | SD<br>[ $\mu$ mol/l] | CV<br>[%] |
|--|------------------------|----------------------|-----------|
| level 1                                | 30.72                  | 0.34                 | 1.11      |
| level 2                                | 47.96                  | 0.64                 | 1.34      |
| Reproducibility<br>(day to day) n = 80 | Mean<br>[ $\mu$ mol/l] | SD<br>[ $\mu$ mol/l] | CV<br>[%] |
| level 1                                | 8.12                   | 0.24                 | 2.9       |
| level 2                                | 23.0                   | 0.61                 | 2.6       |

### Method comparison

A comparison between bile acids values determined at Biolis 24i Premium (y) and at OLYMPUS AU400 (x) using 45 samples gave following results:

$$y = 1.0813 x - 0.0198 \mu\text{mol/l};$$

$$R = 0.9997 \quad (R - \text{correlation coefficient})$$


### WASTE MANAGEMENT

Please refer to local legal requirements.

### LITERATURE

- LaRusso, N.F. et al., Dynamics of Enterohepatic Circulation of Bile Acids, New Engl J M, 291, 689-692, (1974).
- Skrede S. et al: Bile acids measured in serum during fasting as a test for liver disease, Clin Chem 24: 1095-1099, 1978
- Wu, Alan H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier, 2006. 170-171.
- Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 261-262, (1998).

Date of issue: 06. 2021.



The rate of thio-NADH formation can be monitored at 405 nm and is proportional to the bile acids activity.

### REAGENTS

#### Package

|              | Liquick<br>Cor-BILE<br>ACIDS<br>30 | Liquick<br>Cor-BILE<br>ACIDS<br>60 | Liquick<br>Cor- BILE<br>ACIDS<br>120 |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-BILE ACIDS | 3 x 30 ml                          | 3 x 50 ml                          | 3 x 100 ml                           |
| 2-BILE ACIDS | 1 x 30 ml                          | 1 x 50 ml                          | 1 x 100 ml                           |

## BILE ACIDS

| Название набора            | (RUS)<br>Кат. № | НС-<br>BILE ACIDS | OS-<br>BILE ACIDS |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Liquick Cor-BILE ACIDS 30  | 2-338           | 1 x 36,62 мл      | 2 x 14,5 мл       |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 60  | 2-339           | 1 x 11,76 мл      | 2 x 5,5 мл        |
| Liquick Cor-BILE ACIDS 120 | 2-340           |                   |                   |
| HC- BILE ACIDS             | 4-597           |                   |                   |
| OS- BILE ACIDS             | 9-475           |                   |                   |

### ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Диагностический набор для определения концентрации общих желчных кислот. Набор предназначен как для мануального определения, так и для использования в некоторых типах автоматических анализаторов

Реагенты должны использоваться только для диагностики *in vitro*, квалифицированным лабораторным персоналом, в целях, для которых они предназначены, в соответствующих лабораторных условиях.


### ВВЕДЕНИЕ

Желчные кислоты – это главный продукт деградации эндогенного холестерина, синтезируемого в печени. Желчные кислоты метаболизируются в печени и являются ценным показателем нормальной либо абнормальной функции печени. Повышение уровня общих желчных кислот в сыворотке повышено у пациентов с вирусными гепатитами, циррозом и раком печени.

### ПРИНЦИП МЕТОДА

Энзиматический метод с 3-α-гидроксистероид дегидрогеназой (3-α-HSD).

Желчные кислоты под воздействием 3-α-HSD в присутствии тио-NAD превращаются в 3-кетостероиды и тио-NADH. Реакция обратима и 3-α-HSD может обращать 3-кетостероиды тио-NADH в желчные кислоты и NAD.



Скорость образования тио-NADH может быть измерена по росту адсорбции на 405 нм и прямо пропорциональна концентрации желчных кислот в пробе.

### РЕАГЕНТЫ

#### Состав набора

|              | Liquick<br>Cor-BILE<br>ACIDS<br>30 | Liquick<br>Cor-BILE<br>ACIDS<br>60 | Liquick<br>Cor-BILE<br>ACIDS<br>120 |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1-BILE ACIDS | 3 x 30 мл                          | 3 x 50 мл                          | 3 x 100 мл                          |
| 2-BILE ACIDS | 1 x 30 мл                          | 1 x 50 мл                          | 1 x 100 мл                          |

Реагенты при температуре 2-8°C, сохраняют стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке. Реагенты на борту аппарата при температуре 2-10°C стабильны 7 недель.

### Концентрация компонентов в реагентах

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 1-BILE ACIDS |               |  |
| Тио-NAD      | > 0,1 ммоль/л |  |
| Буфер        |               |  |
| 2-BILE ACIDS |               |  |
| 3-α-HSD      | > 2 кЕД/л     |  |
| NADH         | > 0,1 ммоль/л |  |
| Буфер        |               |  |

### Предостережения и примечания

- Предохранять от прямых солнечных лучей и загрязнения!
- Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.
- Не смешивать реактивы из разных серий.
- Естественный желтоватый или коричневатый оттенок реагента не влияет на результаты определений.
- Пробы пациентов, принимающих урсодесмоксиловую кислоту не пригодны для определения общих желчных кислот.

### БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Сыворотка. Концентрация общих желчных кислот возрастает после еды, в связи с этим пробы следует брать натощак. Сыворотка может храниться до 7 дней при темп. 4°C либо 3 месяца при темп. -20°C.

Тем не менее рекомендуется производить исследования на свежезятом биологическом материале!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- автоматический анализатор либо фотометр с возможностью проведения измерений на длине волны 405 нм;
- термостат на 37 °C;
- общее лабораторное оборудование;

### ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Программы для анализаторов предоставляем на желание клиентов.

### Мануальное определение

|             |        |
|-------------|--------|
| длина волны | 405 нм |
| температура | 37°C   |
| кювета      | 1 см   |

В кювету поместить:

|              | образец<br>исследуемый<br>(ОИ) | образец<br>стандартный<br>(ОС) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1-BILE ACIDS | 900 мкл                        | 900 мкл                        |
| 2-BILE ACIDS | 300 мкл                        | 300 мкл                        |

Подогреть до температуры определения. Затем добавить:

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| калибратор     | -      | 20 мкл |
| иссл. материал | 20 мкл | -      |

Тщательно перемешать, инкубировать 2 минуты. Определить коэффициент поглощения стандартного А(ОС) и исследуемого образцов А(ОИ) в отношении воды или воздуха. Через следующие 1, 2 и 3 мин. повторить измерения и вычислить усредненное изменение абсорбции для обеих образцов.

### Расчет результатов

$$\text{концентрация желчных кислот} = \frac{\Delta A(\text{ОИ})}{\Delta A(\text{ОС})} \times \text{концентрация калибратора}$$

### РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ<sup>3</sup>

|           |  |
|-----------|--|
| сыворотка | 2,5 – 6,8 мкмоль/л (1,25 – 3,4 мкг / мл) |
|-----------|--|

Каждой лаборатории рекомендуется разработать собственные нормы, характерные для обследуемого контингента.

### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для внутреннего контроля качества при проведении исследований рекомендуется использовать контрольные сыворотки CORMAY BILE ACIDS CONTROLS (Кат. № 5-149) для каждой серии измерений.

Для калибровки рекомендуется использовать калибратор CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR (Кат. № 3-125). Калибровочную кривую следует составлять каждые 7 недель, при каждой смене лота реагентов и в случае необходимости, напр. если результаты определения контрольных сывороток не попадают в референтный диапазон.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данные метрологические характеристики были получены при использовании автоматических анализаторов Biolis 24i Premium и Hitachi 717. Результаты, полученные на других анализаторах либо вручную, могут отличаться.

- Чувствительность:** 2,9 мкмоль/л (1,45 мкг / мл).

- Линейность:** до 180 мкмоль/л (90 мкг / мл).

Для определения более высоких концентраций образец следует развести 0,9% NaCl, повторить определение и полученный результат умножить на коэффициент разведения.

### Специфичность / Интерференции

Гемоглобин до 0,5 г/дл, билирубин до 50 мг/дл, аскорбиновая кислота до 50 мг/дл и триглицериды до 750 мг/дл не влияют на результаты определений.

### Точность

| Повторяемость<br>(между сериями) n = 20      | Среднее<br>[мкмоль/л] | SD<br>[мкмоль/л] | CV<br>[%] |
|--|-----------------------|------------------|-----------|
| уровень 1                                    | 30,72                 | 0,34             | 1,11      |
| уровень 2                                    | 47,96                 | 0,64             | 1,34      |
| Воспроизводимость<br>(изо дня в день) n = 20 | Среднее<br>[мкмоль/л] | SD<br>[мкмоль/л] | CV<br>[%] |
| уровень 1                                    | 8,12                  | 0,24             | 2,9       |
| уровень 2                                    | 23,0                  | 0,61             | 2,6       |

### Сравнение метода

Сравнение результатов определения общих желчных кислот, произведенных на анализаторах Biolis 24i Premium (y) и OLYMPUS AU400 (x) для 45 образцов дало следующие результаты:

$$y = 1,0813 x - 0,0198 \text{ мг/дл};$$

$$R = 0,9997 \quad (R - \text{коэффициент корреляции})$$

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с локальными требованиями.

### ЛИТЕРАТУРА

- LaRusso, N.F. et al., Dynamics of Enterohepatic Circulation of Bile Acids, New Engl J M, 291, 689-692, (1974).
- Skrede S. et al: Bile acids measured in serum during fasting as a test for liver disease, Clin Chem 24: 1095-1099, 1978
- Wu, Alan H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier, 2006. 170-171.
- Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 261-262, (1998).

Дата создания: 06. 2021.