

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЧТВ

### CALCIUM CHLORIDE 0.025M CALCIUM CHLORIDE 0.020M

Каталог. № : **К-355, К-455**  
Производитель: **Cormay (Польша)**

Методика от **12-2011**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

**CALCIUM CHLORIDE 0.025M**    10 x 10 мл    Кат. № **К-355**  
**CALCIUM CHLORIDE 0.020M**    10 x 10 мл    Кат. № **К-455**

#### ВВЕДЕНИЕ

Реагент **CALCIUM CHLORIDE 0.025M** специально приготовлен для определения АЧТВ при использовании наборов АРТТР-4 (Кат. № К-320) и АРТТ-Р-10 (Кат. № К-350).

Реагент **CALCIUM CHLORIDE 0.020M** специально приготовлен для определения АЧТВ при использовании наборов АРТТ-ЕА-4 (Кат. № К-420) и АРТТ-ЕА-10 (Кат. № К-450).

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО РЕАГЕНТА И ХРАНЕНИЕ

Реагент при 2-8 °С сохраняет стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Использовать только для диагностики *in vitro*.
2. Реагенты должны использоваться только по назначению, квалифицированным лабораторным персоналом, в соответствующих лабораторных условиях.
3. Продукт содержит азид натрия (< 0,1%) в качестве консерванта. Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с локальными требованиями.



#### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»  
ул. Чорновола, 97  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)