

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЧТВ

CALCIUM CHLORIDE 0.025M CALCIUM CHLORIDE 0.020M

Каталог. № : К-355, К-455
Производитель: Cormay (Польша)

Методика от 12-2011



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

CALCIUM CHLORIDE 0.025M 10 x 10 мл Кат. № К-355
CALCIUM CHLORIDE 0.020M 10 x 10 мл Кат. № К-455

ВВЕДЕНИЕ

Реагент **CALCIUM CHLORIDE 0.025M** специально приготовлен для определения АЧТВ при использовании наборов АРТТР-4 (Кат. № К-320) и АРТТ-Р-10 (Кат. № К-350).

Реагент **CALCIUM CHLORIDE 0.020M** специально приготовлен для определения АЧТВ при использовании наборов АРТТ-ЕА-4 (Кат. № К-420) и АРТТ-ЕА-10 (Кат. № К-450).

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО РЕАГЕНТА И ХРАНЕНИЕ

Реагент при 2-8 °С сохраняет стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Использовать только для диагностики in vitro.
2. Реагенты должны использоваться только по назначению, квалифицированным лабораторным персоналом, в соответствующих лабораторных условиях.
3. Продукт содержит азид натрия (< 0,1%) в качестве консерванта. Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с локальными требованиями.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com