

ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ G6PDH

Одиночный реагент

Y04550LV, G6PDH Lyse Reagent

Каталог. № : Y04550B, Y04550LV Методика от 31-08-2005
Производитель: Dialab, (Австрия) Версия 02



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Для подготовки образцов, используемых в анализе Dialab G6PDH

Кат. №	Состав:	
Y04550B	1 x 900 мл	Лизирующий реагент G6PDH
Y04550LV	1 x 60 мл	Лизирующий реагент G6PDH

Дополнительно предлагаются:

Y04500	10 x 18 мл	G6PDH, UV, кинетический
Y04560	6 x 0,5 мл	Набор Контролей G6PDH
Y04701	5 x 100 мл	Реагент Общего Гемоглобина
Y04702	5 x 50 мл	Реагент Общего Гемоглобина
Y04705	1 x 2 мл	Калибратор Общего Гемоглобина

КОМПОНЕНТЫ:	КОНЦЕНТРАЦИЯ:
Азид натрия	< 0.1%
Детергенты	

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТА

Условия: Закрывать немедленно после использования.
Хранение: При температуре 2-8 °С
Стабильность: До окончания срока годности

ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Пожалуйста, следуйте процедуре, описанной в инструкции к набору G6PDH (УФ, кинетической) и G6PDH Скрининг Дефицита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Примите необходимые меры предосторожности при использовании лабораторных реагентов.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО «ДИАМЕБ»
ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com